



КАТАЛОГ
ИЗДЕЛИЙ

ТОРУНЬСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КТО МЫ?

Мы являемся одним из ведущих производителей и поставщиков медицинских изделий, а также гигиенических и косметических средств на мировом рынке. Благодаря многолетнему опыту и самым современным технологиям производства мы поставляем Вам изделия самого высокого качества. Знаем и понимаем потребности наших Клиентов и предугадываем их будущее желание. Мы всецело верим в то, что должны поставлять для Вас только самые современные изделия. Наша история началась в 1951 году с открытия Торуньского завода перевязочных материалов (TZMO). В 1991 году было создано акционерное общество (АО), которое выкупило завод у Государственного Казначейства Польши. Пайщиками TZMO АО стали сотрудники, а также представители медицинской и университетской среды.

ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ?

Средства гигиены для женщин: **bella, bella medica, bella cotton**

Одноразовые подгузники для детей **happy**

Медицинские изделия **matopat**

Средства гигиены для людей с легкой, средней и тяжелой степенью недержания мочи: **seni, seni lady, seni man, seni care**

Ухаживающую косметику для женщин, мужчин и детей: **eva natura, eva medica, eva sun, kanion, bella baby delfi**

Предметы бытовой химии **dr max**

С 1998 года TZMO АО организует в г. Торунь (Польша) Международную Конференцию Долгосрочной Опек, в которой ежегодно принимают участие более 1000 человек, профессионально связанных с защитой здоровья и социальной помощью. Мы также вкладываем много сил и энергии в организацию помощи людям с ограниченными умственными возможностями - с 2003 года проводим турнир Международной лиги футбола SENI Cup. В соревнованиях принимают участие более 3000 спортсменов - жителей домов-интернатов со всего мира. Покупая наши продукты, Вы помогаете реализовать эти общественно важные задачи!



ГРУППА TZMO

В состав Группы TZMO входят:

19 производственных компаний, действующих на территории Польши, России, Украины и Индии, **25 торговых компаний**, **5 компаний, предоставляющих услуги** – медицинские и информационные.
В компаниях Группы TZMO во всем мире работают более 7300 человек.

Высокое качество наших изделий подтверждают международные сертификаты: ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003, а также знак CE (с 1997 года).

Мы уверены, что специализированные изделия должны поддерживаться специализированными услугами!

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА МАТОРАТ

В 2001 году Торунским заводом перевязочных материалов АО в г. Торунь была создана Специализированная больница Matopat. Больница получила сертификат, подтверждающий соответствие действующей в учреждении системы управления качеством международной норме ISO 9001:2000 в полном спектре услуг, включая госпитализацию. В 2007 году при больнице была открыта современная Специализированная поликлиника.

СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ – CITONET

TZMO АО в 2001 году открыл в г. Лодзь (Польша) первый Стерилизационный центр. Через три года подобные центры были созданы в г. Быдгощ и Краков, а в 2006 году запущен в эксплуатацию Стерилизационный центр в Штетине.
CitoNet предоставляет стерилизационные услуги больницам и частным медицинским кабинетам. Дополнительным предложением по стерилизации является прокат хирургических инструментов.

В 2008 году центры дополнили свою деятельность услугой стирки в Быдгощи и Лодзи (Польша), для нужд как медицинских, так и немедицинских учреждений.

WELLNESS CENRTUM BELLA LINE

С 2006 года TZMO АО управляет современным рекреационно-спортивным клубом Wellness Centrum bella line. Wellness Centrum bella line – это отличное предложение активно, полезно и интересно провести время вместе с семьей и друзьями.

Перевязка ран и компрессионная терапия

Перевязочная марля
Matocomp

ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ МАРЛЯ

МАТОСОМР

ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ МАРЛЯ

Медицинская марля изготовлена из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом, что дает гарантию химической чистоты. Для обеспечения безопасности специальный технологический способ обработки исключает образование свободных нитей на поверхности марли.



ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ МАРЛЯ В ОТРЕЗЕ

17 нитей на 1см.см, СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
1 м ²	МА-107-ММММ-001	1 шт.
1/2 м ²	МА-107-ММММ-002	1 шт.
1/4 м ²	МА-107-ММММ-003	1 шт.
1 м ²	МА-107-ММММ-010	2 x 1 шт.

17 нитей на 1см.см, НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
1 м ²	МА-108-ММММ-001	1 шт.
1/2 м ²	МА-108-ММММ-002	1 шт.

13 нитей на 1см.см, НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
1 м ²	МА-108-ММММ-004	1 шт.
1/2 м ²	МА-108-ММММ-005	1 шт.

ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ МАРЛЯ ЗИГЗАГ

17 нитей на 1см.см, НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
0,85 м x 100 м	МА-112-S085-001	1 шт.
0,85 м x 200 м	МА-112-S085-002	1 шт.
0,85 м x 50 м	МА-112-S085-003	1 шт.
0,90 м x 100 м	МА-112-S090-002	1 шт.
0,90 м x 200 м	МА-112-S090-003	1 шт.
0,90 м x 50 м	МА-112-S090-004	1 шт.
0,95 м x 100 м	МА-112-S095-001	1 шт.
0,95 м x 200 м	МА-112-S095-002	1 шт.
0,95 м x 50 м	МА-112-S095-003	1 шт.
1,00 м x 100 м	МА-112-S100-001	1 шт.
1,00 м x 200 м	МА-112-S100-002	1 шт.
1,00 м x 50 м	МА-112-S100-003	1 шт.
1,10 м x 100 м	МА-112-S110-001	1 шт.
1,10 м x 200 м	МА-112-S110-002	1 шт.
1,10 м x 50 м	МА-112-S110-003	1 шт.
1,20 м x 100 м	МА-112-S120-001	1 шт.
1,20 м x 200 м	МА-112-S120-002	1 шт.
1,20 м x 50 м	МА-112-S120-003	1 шт.

13 нитей на 1см.см, НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
0,85 м x 100 м	МА-111-S085-001	1 шт.
0,85 м x 200 м	МА-111-S085-002	1 шт.
0,90 м x 200 м	МА-111-S090-001	1 шт.
1,20 м x 200 м	МА-111-S120-001	1 шт.
1,20 м x 100 м	МА-111-S120-002	1 шт.

Салфетки из марли
Matocomp

САЛФЕТКИ



MATOSOMP

САЛФЕТКИ ИЗ МАРЛИ

Салфетки Matosomp изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью перекиси водорода. Они являются основным перевязочным материалом, применяемым для перевязки разного рода ран.

Для обеспечения полной безопасности края салфеток сложены вовнутрь, что исключает риск вытягивания свободных нитей.



flow-pack



blister

17 нитей на 1 кв. см, СТЕРИЛЬНЫЕ, FLOW-PACK

размер	код продукта	единичная упаковка
8-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-F003-004	3 шт.
7 см x 7 см	MA-102-F003-005	3 шт.
9 см x 9 см	MA-102-F003-006	3 шт.
12-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-F003-001	3 шт.
7 см x 7 см	MA-102-F003-002	3 шт.
9 см x 9 см	MA-102-F003-003	3 шт.
12-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-F005-001	5 шт.
7 см x 7 см	MA-102-F005-002	5 шт.
9 см x 9 см	MA-102-F005-003	5 шт.
7 см x 4 см	MA-102-F020-001	20 шт.
6 см x 6 см	MA-102-F020-002	20 шт.


17 нитей на 1 кв. см, СТЕРИЛЬНЫЕ, BLISTER

размер	код продукта	единичная упаковка
8-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-B003-001	3 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-102-B003-002	3 шт.
10 см x 10 см	MA-102-B003-003	3 шт.
20 см x 10 см	MA-102-B003-004	3 шт.
8-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-B005-001	5 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-102-B005-002	5 шт.
10 см x 10 см	MA-102-B005-003	5 шт.
12-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-B003-005	3 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-102-B003-006	3 шт.
10 см x 10 см	MA-102-B003-007	3 шт.
20 см x 10 см	MA-102-B003-008	3 шт.
12-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-B005-004	5 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-102-B005-005	5 шт.
10 см x 10 см	MA-102-B005-006	5 шт.
16-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-B003-009	3 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-102-B003-010	3 шт.
10 см x 10 см	MA-102-B003-011	3 шт.
20 см x 10 см	MA-102-B003-012	3 шт.
16-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-102-B005-007	5 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-102-B005-008	5 шт.
10 см x 10 см	MA-102-B005-009	5 шт.

САЛФЕТКИ

МАТОСОМР

САЛФЕТКИ ИЗ МАРЛИ



17 нитей на 1 кв. см, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

8-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-001	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-002	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-003	100 шт.
20 см x 10 см	MA-101-A100-004	100 шт.

12-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-005	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-006	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-007	100 шт.
20 см x 10 см	MA-101-A100-038	100 шт.

16-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-008	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-009	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-010	100 шт.
20 см x 10 см	MA-101-A100-043	100 шт.

13 нитей на 1 кв. см, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

8-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-011	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-012	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-013	100 шт.

12-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-014	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-015	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-016	100 шт.

16-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-017	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-018	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-019	100 шт.

17 нитей на 1 кв. см, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

8-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-020	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-021	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-022	100 шт.
20 см x 10 см	MA-101-A100-023	100 шт.

12-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-024	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-025	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-026	100 шт.
20 см x 10 см	MA-101-A100-041	100 шт.

16-СЛОЙНЫЕ

5 см x 5 см	MA-101-A100-027	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-028	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-029	100 шт.
20 см x 10 см	MA-101-A100-044	100 шт.

13 нитей на 1 кв. см, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ


размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

8-СЛОЙНЫЕ

7,5 см x 7,5 см	MA-101-A100-031	100 шт.
10 см x 10 см	MA-101-A100-030	100 шт.

Салфетки из нетканного
материала
Matovles

Нетканый материал, из которого изготовлены салфетки Matovlies, характеризуется высокой мягкостью, благодаря чему выполненные из него перевязочные материалы легко принимают необходимую форму. Салфетки из нетканого материала предназначены для перевязки разного рода ран. Из такого же нетканого материала изготовлены салфетки для трахеостомии. Стандартное предложение включает 4- и 8-слойные салфетки. Дополнительно могут быть изготовлены 6-, 10- и 12-слойные салфетки.



30г на 1кв.м, СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-104-B002-001	2 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B002-002	2 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B002-003	2 шт.
5 см x 5 см	MA-104-B003-001	3 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B003-002	3 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B003-003	3 шт.
5 см x 5 см	MA-104-B005-001	5 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B005-002	5 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B005-003	5 шт.
5 см x 5 см	MA-104-B010-001	10 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B010-002	10 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B010-003	10 шт.
10 см x 20 см	MA-104-B010-019	10 шт.

30г на 1кв.м, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-103-A100-001	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-103-A100-002	100 шт.
10 см x 10 см	MA-103-A100-003	100 шт.
10 см x 20 см	MA-103-A100-030	100 шт.
8-СЛОЙНЫЕ		
7,5 см x 7,5 см	MA-103-A100-034	100 шт.

40г на 1кв.м, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-103-A100-004	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-103-A100-005	100 шт.
10 см x 10 см	MA-103-A100-006	100 шт.
10 см x 20 см	MA-103-A100-029	100 шт.

40г на 1кв.м, СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-103-A100-051	100 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-103-A100-052	100 шт.
10 см x 10 см	MA-103-A100-053	100 шт.

40г на 1кв.м, СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ		
5 см x 5 см	MA-104-B002-004	2 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B002-005	2 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B002-006	2 шт.
5 см x 5 см	MA-104-B003-004	3 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B003-005	3 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B003-006	3 шт.
5 см x 5 см	MA-104-B005-004	5 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B005-005	5 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B005-006	5 шт.
5 см x 5 см	MA-104-B010-004	10 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B010-005	10 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B010-006	10 шт.

30г на 1кв.м, СТЕРИЛЬНЫЕ, С НАДРЕЗОМ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ С О-образным НАДРЕЗОМ		
5 см x 5 см	MA-104-T002-001	2 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B002-019	2 шт.
4-СЛОЙНЫЕ С Y-образным НАДРЕЗОМ		
5 см x 5 см	MA-104-T002-002	2 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B002-020	2 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B002-021	2 шт.

40г на 1кв.м, СТЕРИЛЬНЫЕ, С НАДРЕЗОМ

размер	код продукта	единичная упаковка
4-СЛОЙНЫЕ С О-образным НАДРЕЗОМ		
10 см x 10 см	MA-104-B002-018	2 шт.
4-СЛОЙНЫЕ С Y-образным НАДРЕЗОМ		
5 см x 5 см	MA-104-B002-026	2 шт.
7,5 см x 7,5 см	MA-104-B002-025	2 шт.
10 см x 10 см	MA-104-B002-024	2 шт.

Пластыри

ПЛАСТЫРИ

PLASTOVIS

ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ ТЕКСТИЛЬНОЙ ТКАНИ

Имеет традиционную тканевую основу, покрытую цинкооксидным клеем. Пластырь обладает высокой механической прочностью и повышенной клеящей способностью. Благодаря цинкооксидному клею, пластырь плотно прилегает к коже, уменьшается риск возникновения раздражений, прочно и надежно закрепляются повязки различной формы и размера.

Применение:

- для фиксации всех видов повязок
- для крепления зондов, катетеров и других вспомогательных медицинских средств

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
1,25 см x 5 м	MA-166-MMMM-001	15 шт.
2,5 см x 5 м	MA-166-MMMM-002	10 шт.
5 см x 5 м	MA-166-MMMM-014	5 шт.



FIXOVIS

ПЛАСТЫРЬ ТКАНЕВЫЙ С ПОВЯЗКОЙ

Основа пластыря Fixovis изготовлена из прочной эластичной хлопковой ткани. Повязка, находящаяся в центральной части пластыря, обладает хорошей впитывающей способностью, а ее внешний слой покрыт микросеточкой, которая не допускает прилипания повязки к ране. Акриловый клей, применяемый в данных изделиях, не вызывает раздражения кожи.

Пластырь предлагается длиной 1 метр, благодаря чему можно точно подобрать размер пластыря в зависимости от величины раны.

Применение:

- для быстрой и легкой перевязки ссадин, травм и мелких ран у пациентов с нормальным типом кожи



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 1 м	MA-166-MMMM-015	1 шт.
8 см x 1 м	MA-166-MMMM-016	1 шт.

PLASTOPORE

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Рекомендуется для особенно чувствительного типа кожи. Микропористая структура отлично пропускает воздух и не вызывает мацерацию кожи. Акриловый клей, примененный в данных изделиях, не вызывает аллергии. Plastopore снимается легко, и безболезненно, не оставляет следов клея на коже. Структура пластыря позволяет делить его на части без использования ножниц.

Применение:

- для фиксации всех видов повязок
- для закрепления вспомогательных медицинских средств

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
1,25 см x 9,14 м	MA-161-MMMM-034	15 шт.
2,5 см x 9,14 м	MA-161-MMMM-035	10 шт.
5 см x 9,14 м	MA-161-MMMM-036	5 шт.
1,25 см x 5 м	MA-161-MMMM-055	15 шт.
2,5 см x 5 м	MA-161-MMMM-056	10 шт.
5 см x 5 м	MA-161-MMMM-057	5 шт.



FIXOPORE

ПЛАСТЫРЬ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ПОВЯЗКОЙ

Изготовлен из белого эластичного нетканого материала, который легко фиксируется на округлых и подвижных частях тела (локоть, колено и т.п.). Микропористая структура позволяет коже вокруг раны свободно дышать. Повязка, находящаяся в центральной части пластыря, обладает хорошей впитывающей способностью. Ее внешний слой покрыт микросеточкой, которая не допускает прилипания повязки к ране. Акриловый клей, применяемый в данных изделиях, не вызывает раздражения кожи.

Пластырь предлагается длиной 1 метр.

Размер можно точно подобрать по величине раны, отделяя кусочки необходимого размера.

Применение:

- для быстрой и легкой перевязки ссадин, травм и мелких ран у пациентов с чувствительной кожей

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 1 м	MA-161-MMMM-039	1 шт.
8 см x 1 м	MA-161-MMMM-003	1 шт.



ПЛАСТЫРИ

PLASTOSILK

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ ШЕЛКА

Plastosilk изготовлен из волокон ацетата целлюлозы, что обеспечивает хороший газообмен и предотвращает мацерацию кожи. Обладает водостойкими свойствами при попадании небольшого количества влаги на повязку. Plastosilk отлично прилегает к телу, не вызывая раздражения кожи. Plastosilk обладает высокой механической прочностью, одновременно являясь очень нежным для кожи. Применяется для крепления вспомогательных медицинских средств и деликатной, но прочной фиксации повязок.

Применение:

- для фиксации различного вида повязок
- для крепления зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
1,25 см x 9,14 м	MA-162-MMMM-001	15 шт.
2,5 см x 9,14 м	MA-162-MMMM-002	10 шт.
5 см x 9,14 м	MA-162-MMMM-003	5 шт.
1,25 см x 5 м	MA-162-MMMM-007	15 шт.
2,5 см x 5 м	MA-162-MMMM-008	10 шт.
5 см x 5 м	MA-162-MMMM-009	5 шт.

PLASTOFILM

ПРОЗРАЧНЫЙ МИКРОПОРИСТЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ

Plastofilm рекомендуется для особо чувствительного типа кожи – снимается легко, безболезненно и не оставляет следов клея на коже. В данном изделии применяется акриловый клей, благодаря чему снижается риск появления раздражений. Прозрачная основа пластыря дает возможность наблюдать за уровнем жидкости в закрепленных при помощи пластыря трубках и катетерах. Не препятствует свободному газообмену и не вызывает мацерацию кожи. Пластырь обладает водоотталкивающими свойствами. Структура пластыря позволяет легко отделять его вдоль и поперек вручную, без необходимости использования ножниц.

Применение:

- для фиксации различного вида повязок
- для крепления на теле зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств
- для крепления повязок на особо чувствительных участках кожи (на лице, в области глаз)

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
1,25 см x 9,14 м	MA-163-MMMM-002	15 шт.
2,5 см x 9,14 м	MA-163-MMMM-003	10 шт.
5 см x 9,14 м	MA-163-MMMM-006	5 шт.
1,25 см x 5 м	MA-163-MMMM-009	15 шт.
2,5 см x 5 м	MA-163-MMMM-010	10 шт.
5 см x 5 м	MA-163-MMMM-011	5 шт.

PLASTOFIX

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Plastofix - это удобный в использовании, мягкий и эластичный пластырь, превосходно подходит для фиксации повязок и закрепления вспомогательных медицинских средств. Хорошо прилегает и повторяет форму подвижных частей тела, на которых кожа особенно подвержена растяжению, оставляя пациенту полную свободу движений. Микропористая основа из нетканого материала с высокой воздухо- и паропроницаемостью позволяет коже дышать и не задерживает выделения пота. Гипоаллергенный клей не вызывает раздражений кожи.

Применение:

- для фиксации повязок, в том числе на больших поверхностях, сложных, подверженных растяжению (например, на суставах), с марлей и другими впитывающими материалами, для закрепления катетеров и дренажных трубок



НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
2,5 см x 10 м	MA-165-MMMM-021	1 шт.
5 см x 10 м	MA-165-MMMM-018	1 шт.
10 см x 10 м	MA-165-MMMM-016	1 шт.
15 см x 10 м	MA-165-MMMM-017	1 шт.
20 см x 10 м	MA-165-MMMM-019	1 шт.
30 см x 10 м	MA-165-MMMM-020	1 шт.

Специальная перевязка Medisorb

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗКА

➔ **увлажнение
некротизированной
поверхности ткани**
Medisorb G

➔ **контроль над
характером
и количеством
экссудата**
Medisorb A
Medisorb P
Medisorb H

➔ **антисептическое свойство**
Medisorb SILVER PAD
Medisorb SILVER



➔ **контроль над характером
и количеством экссудата**

Medisorb A
Medisorb P
Medisorb H

➔ **антисептическое
свойство**

Medisorb SILVER PAD
Medisorb SILVER

➔ **защита
чувствительной к**

Medisorb H
Medisorb F

УВЛАЖНЕНИЕ НЕКРОТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

MEDISORB G

ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb G имеет структуру прозрачного гидрогеля, который создает влажную среду и очищает рану от некротической ткани. Благодаря увлажнению некротической ткани, облегчается ход процесса аутолиза, т. е. естественное растворение некротической ткани. Повязка поглощает растворенные остатки вместе с избытком отделяемого. Удаление некротической ткани является основным этапом, с которого начинается процесс заживления раны. Medisorb G способствует также росту клеток в фазе грануляции и облегчает миграцию нежных эпителиальных клеток. Повязка не прилипает к поверхности раны и минимализируется риск повреждения здоровых клеток, благодаря чему смена повязки является безболезненной для пациента.

Применение:

Medisorb G можно применять в случае сухих или колликативных (влажных) некрозов разной глубины:

- пролежней,
- язв голени,
- ожогов I и II степени.



СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
15 г	MA-152-RATG-093	10 шт.

КОНТРОЛЬ НАД ХАРАКТЕРОМ И КОЛИЧЕСТВОМ ЭКССУДАТА

MEDISORB A

ПОВЯЗКА ИЗ КАЛЬЦИЯ-АЛЬГИНАТА

Medisorb A является высокоабсорбирующей повязкой из кальция-альгината и карбоксиметилцеллюлозы - СМС. Волокна повязки этого типа вступают в реакцию с выделениями раны, образуя деликатный, влажный гель, который создает условия, способствующие заживлению и воздухообмену. Гель не прилипает к ране, благодаря чему смена повязки является безболезненной и не нарушает процесса заживления раны. В случае глубоких ран Medisorb A полностью выполняет их полость, предотвращая высыхание всей поверхности.

Применение:

Medisorb A является идеальным средством для обработки как поверхностных, так и глубоких ран с умеренным и обильным отделяемым, таких как:

- пролежни,
- язвы голени,
- диабетические гангрены,
- механические повреждения кожи.

Medisorb A может быть применен в случае инфицированных ран при условии медицинского надзора и одновременно, проводимой соответствующей антибактериальной терапии. При инфицировании аэробными микроорганизмами не рекомендуется фиксировать Medisorb A окклюзионными повязками.



СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 6 см	MA-152-RATG-032	3 шт.
10 см x 10 см	MA-152-RATG-033	3 шт.

КОНТРОЛЬ НАД ХАРАКТЕРОМ И КОЛИЧЕСТВОМ ЭКССУДАТА

MEDISORB P

ПОЛИМЕРНАЯ ПОВЯЗКА

Повязка Medisorb P - это стерильная многослойная повязка, которая состоит из:

- самоклеящегося контактного слоя, который позволяет закрепить повязку на ране, но не прилипает к ней,
- слоя гидрогеля с высокими поглощающими свойствами,
- мягкой пленки, позволяющей испаряться влаге, и одновременно защищающей рану от механических повреждений,
- наружной пенки из полиуретана, пропускающей воздух, водяной пар и одновременно являющейся бактериологическим барьером.

Повязка Medisorb P обеспечивает соответствующую влажную среду в ране, что способствует естественному процессу заживления.

Применение:

Повязка Medisorb P может применяться для лечения ран разной глубины:

- пролежней 1-4 степени,
- венозных язв нижних конечностей,
- язв нижних конечностей, причиной которых является недостаточное кровоснабжение.

Не рекомендуется применять повязку Medisorb P в случае глубоких грибковых инфекций и ожогов третьей степени, а также инфицированных ран.



СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 10 см	MA-152-RATG-039	3 шт.
15 см x 15 см	MA-152-RATG-085	3 шт.
20 см x 20 см	MA-152-RATG-086	3 шт.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗКА

КОНТРОЛЬ НАД ХАРАКТЕРОМ И КОЛИЧЕСТВОМ ЭКССУДАТА / ЗАЩИТА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

MEDISORB H

ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb H - это стерильная самоклеящаяся повязка, состоящая из гидроколлоидного слоя (толщиной 1 мм), и тонкой полиуретановой лентки. Гидроколлоидный слой состоит из полиизобутиленовой основы, содержащей натуральный углеводородный полимер с высокими абсорбирующими свойствами („Psyllium Husk“), и карбоксиметилцеллюлозы. Medisorb H абсорбирует раневое отделяемое, одновременно обеспечивая проникновение кислорода и удаление влажных испарений. Повязка непроницаема для бактерий. При контакте гидроколлоидного слоя с раневым отделяемым образуется гель, обеспечивающий оптимальную влажность, способствующую заживлению раны. Образовавшийся гель не прилипает к ране, благодаря чему новообразованная ткань не подвергается травматизации при смене повязки.



Применение:

Medisorb H может применяться для обработки ран с умеренным и обильным отделяемым, как поверхностных, так и глубоких:

- трофических язв,
- пролежней,
- ожогов первой и второй степени,
- мест взятия кожных трансплантатов,
- ссадин.

Повязку Medisorb H не следует применять в случае: глубоких грибковых поражений кожи, артериопатии IV степени, ожогов третьей степени и инфицированных ран.

СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 10 см	MA-152-RATG-037	3 шт.
15 см x 15 см	MA-152-RATG-073	3 шт.
20 см x 20 см	MA-152-RATG-075	3 шт.

ЗАЩИТА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

MEDISORB F

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЛЕНОЧНАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb F представляет собой прозрачную стерильную повязку, которая состоит из полиуретановой пленки, покрытой слоем акрилового клея. Повязка не пропускает микроорганизмы и в то же время не препятствует воздухо- и влагообмену. Medisorb F сохраняет оптимальную влажность раневой среды, что предотвращает образование струпа и облегчает заживление раны. Medisorb F позволяет визуально контролировать процесс заживления раны.



Применение:

Повязка Medisorb F рекомендуется для лечения небольших ожогов, мест взятия кожных трансплантатов, пролежней I и II степени, послеоперационных ран, ссадин и порезов. Medisorb F может также применяться в профилактических целях как защитная повязка на части тела, подверженные риску возникновения пролежней. Повязку Medisorb F не следует применять при лечении глубоких ран и ожогах III степени.

СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 7 см	MA-152-RATG-035	100 шт.
10 см x 12 см	MA-152-RATG-036	50 шт.

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО

MEDISORB SILVER / MEDISORB SILVER PAD

САМОЛЕЯЩАЯСЯ / НЕКЛЕЯЩАЯСЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА С СЕРЕБРОМ

Medisorb SILVER - это стерильная самоклеящаяся повязка, изготовленная из эластичного нетканого материала с центрально расположенным впитывающим вкладышем, покрытым активным серебром. Повязка обеспечивает свободный воздухообмен, являясь одновременно эффективным барьером от загрязнений. Центральное расположенный впитывающий вкладыш поглощает избыток выделений, одновременно удерживая влажную среду в ране. Высвобождаемые под влиянием поглощаемого экссудата из раны ионы серебра стимулируют процесс грануляции ткани и оказывают антибактериальное воздействие. Серебро воздействует на широкий спектр бактерий, таких как: *Pseudomonas Aeruginosa*, *Staphylococcus Aureus* или *Staphylococcus MRSA*. Гипоаллергенный акриловый клей благоприятен для кожи. Повязка предлагается также в неклеящейся версии - Medisorb SILVER PAD, где 100% повязки покрыто серебром.

Применение:

Medisorb SILVER / Medisorb SILVER PAD служит для местного лечения трудно- и длительнозаживающих ран, в том числе инфицированных, а также для предотвращения инфицирования в чистых ранах и местах забора ткани для имплантации. Medisorb SILVER / Medisorb SILVER PAD может применяться в случаях:

- пролежней,
- язв голени,
- ожогов I и II степени,
- травм,
- мест, взятия трансплантата.



САМОЛЕЯЩАЯСЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА С СЕРЕБРОМ
СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 10 см	MA-152-RATG-097	5 шт.
10 см x 20 см	MA-152-RATG-107	5 шт.

НЕКЛЕЯЩАЯСЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА С СЕРЕБРОМ
СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 10 см	MA-152-RATG-098	5 шт.
10 см x 20 см	MA-152-RATG-108	5 шт.


Традиционная перевязка

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕВЯЗКА

ABSORBA

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА

Изготовлена из 17-ниточной хлопковой марли, отбеленной бесхлорным методом, и медицинского нетканого материала, обладающего высокими гидрофильными свойствами и являющегося абсорбирующей частью повязки. Общее количество слоев повязки – 16 (8 слоев марли, 8 слоев нетканого материала).



16-слойные СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 20 см	MA-102-B001-013	1 шт.
10 см x 20 см	MA-102-B002-030	2 шт.
10 см x 20 см	MA-102-B004-006	4 шт.
10 см x 20 см	MA-102-T006-001	6 шт.

16-слойные НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 20 см	MA-101-A050-029	50 шт.

ABSORBA

ПОВЯЗКА С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Между наружными слоями повязки находится целлюлозный вкладыш, которая значительно увеличивает абсорбирующие свойства. Салфетки с высокой впитывающей способностью Absorba особенно рекомендуются для ран с обильным отделяемым.



СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 15 см	MA-104-A020-002	20 шт.
10 см x 20 см	MA-104-A020-001	20 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 15 см	MA-103-A020-002	20 шт.
10 см x 20 см	MA-103-A020-001	20 шт.

ABSORBA

ГЛАЗНАЯ ПОВЯЗКА

Повязка изготовлена из отбеленной бесхлорным методом 28-ниточной марли и овального впитывающего вкладыша из перевязочной ваты. Повязка доступна в одном размере 5см x 6см.



СТЕРИЛЬНАЯ

количество слоев	код продукта	единичная упаковка
1-слойная	MA-152-RMWY-017	1 шт.
2-слойная	MA-152-RMWY-008	1 шт.
4-слойная	MA-152-RMWY-009	1 шт.

ABSORBA

ТАМПОН ВАТНО-МАРЛЕВЫЙ

Тампон представляет собой впитывающую повязку округлой формы, наружным слоем которой является 28-ниточная марля, а внутри нее помещен ватный впитывающий вкладыш. Каждый тампон имеет хлопковую шнуровидную нить, которая облегчает удаление повязки из тела. Особенно рекомендуется при гинекологических процедурах.

СТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
30 см x 30 см	MA-152-RMWY-014	1 шт.
20 см x 20 см	MA-152-RMWY-015	2 шт.
20 см x 20 см	MA-152-RMWY-016	3 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
9 см x 9 см	MA-152-RMWY-001	1 шт.



ABSORBA

ТАМПОН ДЛЯ ТАМПОНАДЫ

Тампоны для тампонады изготовлены из хлопковой марли, отбеленной бесхлорным методом, а также из белой хлопковой нити. Нить влияет на форму тампона и облегчает его удаление из операционного поля. Тампон может применяться самостоятельно для того, чтобы остановить кровотечение, например, из носа или, как дополнение процедурных пакетов. Характеризуется небольшим размером и большой впитываемостью.

СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
No. 1	MA-152-RMWY-006	1 шт.
No. 2	MA-152-RMWY-011	1 шт.
No. 3	MA-152-RMWY-012	1 шт.
No. 4	MA-152-RMWY-013	1 шт.



Специальная перевязка

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗКА

CODOFIX

ЭЛАСТИЧНАЯ ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ СЕТКА

Эластичные перевязочные сетки Codofix служат для фиксации повязок, заменяя традиционно используемый бинт. Использование Codofix облегчает перевязку как пациенту, так и лицу, ухаживающему за больным.

Применение:

- при наложении повязки на труднодоступные места (таз, промежность)
- при операционных ранах живота
- при перевязке вывихов
- в детской хирургии

Эластичные перевязочные сетки Codofix предлагаются в виде рукава длиной без натяжения 1 м и 10 м (в растянутом виде соответственно: 2,5 м и 25 м)



НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	длина	ширина	код продукта	назначение
1	10 м	max. 1,5 см	MA-152-RATG-001	для повязок на пальцы
	1 м		MA-152-RATG-002	
2	10 м	1,5-2,5 см	MA-152-RATG-007	для повязок на кисть, пальцы
	1 м		MA-152-RATG-008	
3	1 м	2,5-3,5 см	MA-152-RATG-009	для повязок на кисть, стопу
	10 м		MA-152-RATG-010	
4	1 м	3,5-4,5 см	MA-152-RATG-011	для повязок на голень, колено, плечо, стопу, локоть
	10 м		MA-152-RATG-012	
6	10 м	5,0-6,5 см	MA-152-RATG-013	для повязок на голову, плечо, голень, колено
	1 м		MA-152-RATG-014	
8	1 м	7,0-9,5 см	MA-152-RATG-015	для повязок на область таза, голову, бедра
	10 м		MA-152-RATG-016	
10	1 м	10,0-13,5 см	MA-152-RATG-004	для повязок на область таза, живот
	10 м		MA-152-RATG-003	
14	1 м	min. 14 см	MA-152-RATG-006	для повязок на грудную клетку, живот
	10 м		MA-152-RATG-005	

CODOFIX PLUS

ЭЛАСТИЧНАЯ ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ СЕТКА

Эластичные перевязочные сетки Codofix PLUS, благодаря модификации технологического процесса, характеризуются повышенной эластичностью. Codofix PLUS применяются в тех же случаях, что и сетки Codofix. Длина указана в растянутом виде.



НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	длина	код продукта	единичная упаковка
P1	25 м	MA-152-RATG-079	1 шт
P2	25 м	MA-152-RATG-080	1 шт
P3	25 м	MA-152-RATG-081	1 шт
P4	25 м	MA-152-RATG-082	1 шт
P5	25 м	MA-152-RATG-083	1 шт

ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТОВ

Codofix	Codofix PLUS
1	P1
2	P2
3	P3
4	P3
6	P4
8	P4
10	P5
14	P5

Бинты перевязочные и эластичные

БИНТЫ

MATOVIS

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ВИСКОЗНЫЙ

Фиксирующий бинт широкого назначения. Пропускает воздух и хорошо переносится кожей. Тканые края бинта не осыпаются и обеспечивают комфорт применения изделия. Доступен в стерильном и нестерильном виде.

Применение:

- для фиксации повязок

Matovis:

- состав сырья: вискоза 100%
- изделие одноразового применения
- допустимые способы стерилизации: 



СТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
5 см x 4 м	MA-122-T040-004	1 шт.
10 см x 4 м	MA-122-T040-006	1 шт.
15 см x 4 м	MA-122-T040-005	1 шт.
15 см x 4 м	MA-122-T040-001	1 шт.
10 см x 4 м	MA-122-PE40-001	1 шт.
6 см x 5 м	MA-122-PE50-007	1 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
5 см x 4 м	MA-122-PE40-101	1 шт.
10 см x 4 м	MA-122-PE40-102	1 шт.
15 см x 4 м	MA-122-PE40-103	1 шт.
5 см x 4 м	MA-122-PE40-104	20 шт.
10 см x 4 м	MA-122-PE40-105	20 шт.
15 см x 4 м	MA-122-PE40-106	20 шт.

MATOPAT STANDARD

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ МАРЛЕВЫЙ

Хлопковый бинт Matopat STANDARD предназначен для фиксации повязок. Особенно рекомендуется при больших поверхностях раны. Благодаря натуральному составу он хорошо переносится кожей. Доступен в стерильном и нестерильном виде.

Matopat STANDARD:

- состав сырья: хлопок 100%
- изделие одноразового применения
- допустимые способы стерилизации: 

СТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 4 м	MA-121-PE40-001	1 шт.
6 см x 5 м	MA-121-PE50-007	1 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
5 см x 4 м	MA-121-TA40-001	80 шт.
10 см x 4 м	MA-121-TA40-002	40 шт.
15 см x 4 м	MA-121-TA40-003	40 шт.



БИНТЫ

MATOLAST

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТКАНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Мягкий эластичный бинт высокой растяжимости для фиксации повязок на суставах, а также частях тела, имеющих округлую форму. Хорошо прилегает к телу, не смещается.

Применение:

- для поддерживающих и разгружающих повязок при наложении на поврежденные суставы и связки



Matolast:

- растяжимость min. 130%
- состав сырья: полиамид, вискоза
- изделие одноразового применения
- допустимые способы стерилизации



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 4 м	MA-123-LA40-114	20 шт.
8 см x 4 м	MA-123-LA40-102	20 шт.
10 см x 4 м	MA-123-LA40-103	20 шт.
12 см x 4 м	MA-123-LA40-115	20 шт.
15 см x 4 м	MA-123-LA40-113	20 шт.

MATOFIX COHESIVE

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ САМОПРИЛИПАЮЩИЙ

Деликатный самоприлипающий фиксирующий бинт. Благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта между собой обеспечивает отличную стабилизацию повязки. Не требует применения дополнительных закрепляющих элементов, например, застёжек. Бинт отлично прилегает к телу, не ограничивая свободы движений. Его структура обеспечивает оптимальный тепло- и влагообмен. Matofix COHESIVE не приклеивается к волосам, коже и одежде, отлично пропускает воздух.

Применение:

- несмещающийся бинт, особенно рекомендуется для крепления повязок на суставах и округлых частях тела
- для крепления иммобилизирующих шин



Matofix COHESIVE:

- растяжимость min. 100%
- состав сырья: вискоза, хлопок, полиамид
- изделие одноразового применения
- не рекомендуется стерилизовать изделие



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 4 м	MA-123-CX40-002	1 шт.
8 см x 4 м	MA-123-CX40-003	1 шт.
10 см x 4 м	MA-123-CX40-004	1 шт.
12 см x 4 м	MA-123-CX40-005	1 шт.

МАТОВАН

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ВЯЗАНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Эластичный вязанный бинт с неосыпающимися краями, простой в применении, хорошо прилегает к поверхности тела. Бинт сохраняет свои свойства даже после многочисленных стирок, пропускает воздух и хорошо воспринимается кожей.

Применение:

- бинт легко сдвигивающийся
- для фиксации повязок разных видов

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
8 см x 4 м	MA-123-BA40-001	1 шт.
10 см x 4 м	MA-123-BA40-002	1 шт.
12 см x 4 м	MA-123-BA40-003	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-BA40-004	1 шт.



Matoban:

- растяжимость min. 130%
- состав сырья: полиамид, полиуретан
- изделие многократного применения
- не рекомендуется стерилизовать изделие

МАТОПАТ UNIVERSAL

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Универсальный эластичный бинт с неосыпающимися краями, простой в применении. Постоянную эластичность бинта, даже после нескольких стирок, обеспечивает комбинация волокон натурального происхождения и волокон синтетических. Доступен в стерильном и нестерильном виде.

СТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
12 см x 4 м	MA-123-UN40-019	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-UN40-020	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-UN40-017	1 шт.
8 см x 5 м	MA-123-UN50-009	1 шт.
10 см x 5 м	MA-123-UN50-010	1 шт.
12 см x 5 м	MA-123-UN50-011	1 шт.
15 см x 5 м	MA-123-UN50-012	1 шт.
15 см x 5 м	MA-123-UN50-027	2 шт.

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
8 см x 4 м	MA-123-UN40-101	12 шт.
10 см x 4 м	MA-123-UN40-102	12 шт.
12 см x 4 м	MA-123-UN40-103	12 шт.
15 см x 4 м	MA-123-UN40-104	12 шт.
8 см x 5 м	MA-123-UN50-005	12 шт.
10 см x 5 м	MA-123-UN50-006	12 шт.
12 см x 5 м	MA-123-UN50-007	12 шт.
15 см x 5 м	MA-123-UN50-008	12 шт.
8 см x 4 м	MA-123-UN40-008	1 шт.
10 см x 4 м	MA-123-UN40-009	1 шт.
12 см x 4 м	MA-123-UN40-010	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-UN40-011	1 шт.

Применение:

- для поддерживающих повязок при профилактике и лечении повреждений двигательного аппарата, например, вывихов и растяжений
- для легкосдвигивающихся повязок
- для фиксации повязок

Matopat UNIVERSAL:

- растяжимость min. 110%
- состав сырья: хлопок, полиамид, полиуретан
- изделие многократного применения
- допустимые способы стерилизации  



БИНТЫ

MATOFLEX UNIVERSAL

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ С ЗАСТЕЖКОЙ

Бинт сохраняет эластичность даже после нескольких стирок благодаря комбинации синтетических и натуральных волокон. Доступен в стерильном и нестерильном виде.

Применение:

- для фиксации повязок разных видов
- в качестве разгружающего и сдавливающего бинта при профилактике и лечении повреждений двигательного аппарата, например, вывихов и растяжений

Matoflex UNIVERSAL:

- растяжимость min. 100%
- состав сырья: хлопок, полиамид, полиуретан
- изделие многократного применения
- допустимые способы стерилизации



СТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
12 см x 3 м	MA-123-MF40-003	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-MF40-008	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-MF40-007	1 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
8 см x 5 м	MA-123-MF50-001	1 шт.
10 см x 5 м	MA-123-MF50-002	1 шт.
12 см x 5 м	MA-123-MF50-003	1 шт.
15 см x 5 м	MA-123-MF50-004	1 шт.
8 см x 4 м	MA-123-MF40-001	1 шт.
10 см x 4 м	MA-123-MF40-002	1 шт.
12 см x 4 м	MA-123-MF40-003	1 шт.
15 см x 4 м	MA-123-MF40-004	1 шт.

MATOPAT IDEAL

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ МАЛОРАСТЯЖИМЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Деликатный эластичный бинт Matopat IDEAL с высоким содержанием хлопка имеет неосыпающиеся края, хорошо воспринимается кожей и пропускает воздух. Не утрачивает своих свойств даже после многократных стирок. Низкая растяжимость позволяет получить более высокое сдавливание в перевязываемой области (по сравнению с бинтами высокой эластичности).

Применение:

- стабилизирующий бинт при терапии повреждений суставов, мышц и связок
- сдавливающий бинт для терапии варикозного расширения вен
- в спортивной медицине

Matopat IDEAL:

- растяжимость max. 80%
- состав сырья: хлопок, полиамид, полиуретан
- изделие многократного применения
- не рекомендуется стерилизовать изделие



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
8 см x 5 м	MA-123-ID50-001	12 шт.
10 см x 5 м	MA-123-ID50-002	12 шт.
12 см x 5 м	MA-123-ID50-003	12 шт.
15 см x 5 м	MA-123-ID50-004	12 шт.
20 см x 5 м	MA-123-ID50-011	1 шт.

MATOPRESS

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Тканый компрессионный бинт малой растяжимости. Имеет укрепленные концы и неосыпающиеся края. Эластичность бинта достигается посредством специальных сильно скрученных хлопковых волокон. Matopress не раздражает кожу, устойчив к воздействию масел, обеспечивает хороший воздухообмен, обладает впитывающими свойствами. Легко адаптируется к изменениям формы конечностей.

Применение:

- специализированный бинт для получения сильной компрессии
- применяется после облитерации венозных узлов, при всех стадиях венозной недостаточности, в том числе при венозных отеках, язвах голени и др.
- при профилактике тромбозов
- при терапии лимфатического отека, хорошо адаптируется к изменениям толщины нижней конечности при исчезновении отеков

Matopress:

- растяжимость max. 95%
- состав сырья: хлопок 100%
- изделие многократного применения
- допустимые способы стерилизации



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 4 м	MA-123-MS40-001	1 шт.
8 см x 5 м	MA-123-MS50-002	1 шт.
10 см x 5 м	MA-123-MS50-003	1 шт.
12 см x 5 м	MA-123-MS50-004	1 шт.

MATOKREP COHESIVE

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ МАЛОРАСТЯЖИМЫЙ САМОПРИЛИПАЮЩИЙ

Несмещающийся самоприлипающий бинт. Примененные специальные технологии изготовления позволяют отделять бинт в любом месте, благодаря чему может быть использовано именно то количество, которое нужно в данный момент. Крепление осуществляется благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта между собой, Matokrep COHESIVE не требует применения дополнительных крепящих элементов. Благодаря большому содержанию хлопка бинт хорошо воспринимается кожей и пропускает воздух. Не приклеивается к волосам, коже, одежде.

Применение:

- при терапии повреждений опорно-двигательного аппарата
- для разгружающих повязок при дополнительной терапии после переломов, а также в качестве фиксирующего бинта (например, для фиксации шины)
- отлично подходит для перевязки на округлых частях тела

Matokrep COHESIVE:

- растяжимость max. 100%
- состав сырья: хлопок, полиуретан
- изделие одноразового применения
- допустимые способы стерилизации



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
8 см x 4,5 м	MA-123-CC45-001	1 шт.
10 см x 4,5 м	MA-123-CC45-002	1 шт.

БИНТЫ

LIMFOSET

НАБОР ДЛЯ ТЕРАПИИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ОТЕКА

Набор содержит полный пакет перевязочных материалов необходимых для осуществления компрессионной терапии лимфатического отека.

Содержание набора:

- гипоаллергенный пластырь для фиксации компрессионной повязки;
- мягкий бинт из полиэфира, имеет пушистую структуру; заполняет пространство под компрессионной повязкой, защищает кровеносные сосуды и нервные окончания от излишнего сдавливания; не впитывает влагу, но является влагопроницаемым, благодаря чему влага не задерживается на коже и снижается риск возникновения раздражений;
- хлопковый рукав, защищает кожу под компрессионным бинтом;
- набор компрессионных бинтов, обеспечивающих постоянное поверхностное давление и увеличение оттока крови и лимфы во время терапии.

Доступны два вида набора: для терапии лимфатического отека верхней конечности и для терапии лимфатического отека нижней конечности.



ДЛЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

название	размер	кол. штук в наборе	единичная упаковка	код продукта
Plastosilk	9,14 м x 1,25 см	2 шт.	1 шт.	MA-991-ZEST-069
Matosoft SYNTHETIC	3 м x 10 см	3 шт.		
	3 м x 15 см	2 шт.		
Tubula COTTON	10 см x 6 м	1 шт.		
Matolast	4 м x 6 см	20 шт.		
Matopress	4 м x 6 см	1 шт.		
	5 м x 8 см	1 шт.		
	5 м x 10 см	4 шт.		
	5 м x 12 см	3 шт.		
Matopat IDEAL	5 м x 20 см	2 шт.		

ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

название	размер	кол. штук в наборе	единичная упаковка	код продукта
Plastosilk	9,14 м x 1,25 см	2 шт.	1 шт.	MA-991-ZEST-031
Matosoft SYNTHETIC	3 м x 10 см	6 шт.		
Tubula COTTON	7 см x 6 м	1 шт.		
Matolast	4 м x 6 см	20 шт.		
Matopress	4 м x 6 см	1 шт.		
	5 м x 8 см	1 шт.		
	5 м x 10 см	3 шт.		
	5 м x 12 см	1 шт.		

MATOCLIP

ЗАСТЕЖКИ ДЛЯ БИНТОВ

Эластичные застежки для бинтов, упакованы по 3 шт. в пакет типа „Zip-Lock“. Предназначены для фиксации бинтов, не имеющих застежек, а также вместо потерянных или сломанных застежек.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

код продукта	единичная упаковка
MA-981-MMMM-201	3 шт.



Вата хлопковая и хлопково-вискозная

BATA

MATOCELL

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ БАТА (ЛИГНИН)

Перевязочный материал, используемый для местной дезинфекции кожи перед и после процедур и инъекций. Благодаря своим впитывающим свойствам и химической чистоте, лигнин применяется при перевязке мелких ран, а также для отфильтровывания секретов, например, слюны во время стоматологических процедур. Не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций.

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
60 см x 40 см	MA-073-A005-001	5 кг
в рулонах	MA-073-A150-001	150 г



БАТА ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ ХЛОПКОВАЯ

Самое популярное перевязочное средство, широко применяемое для гигиенических и косметологических целей, а также для местного очищения кожи перед инъекцией. Состав: 100% хлопок.

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
50 г	BC-071-A050-003	1 шт.
100 г	BC-071-A100-001	1 шт.
200 г	BC-071-A200-001	1 шт.
500 г	MA-071-A500-001	1 шт.



БАТА ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ ХЛОПКОВО-ВИСКОЗНАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
100 г	BC-072-A100-001	1 шт.
200 г	BC-072-A200-001	1 шт.
500 г	MA-072-A500-001	1 шт.



Процедурные и специальные наборы Matoset

MATOSET

ПАКЕТЫ САЛФЕТОК

Пакеты салфеток - состоят исключительно из стерильных салфеток с различным количеством нитей (например, 13, 17 нитей), слоев (например, 8, 12, 16 слоев), а также различных размеров (например, 5х5см, 7,5х7,5см, 10х10см, 10х20 см). В состав пакетов салфеток могут входить также салфетки, перевязанные ниткой. Все пакеты салфеток являются стерильными изделиями, упакованы в один стерилизационный пакет. По желанию клиента могут иметь двойную упаковку и идентифицирующие этикетки типа TAG.



ПРИМЕРЫ НАБОРОВ:

пакет салфеток	пакет салфеток
салфетки 10х10см, 12 слоев, 17 нитей - 40 шт.	салфетки 7,5х7,5см, 8 слоев, 17 нитей, rlg - 10х10шт.
пакет салфеток	пакет салфеток
салфетки см шт. 5х5см, 8 слоев, 17 нитей - 5шт.	салфетки 7,5х7,5см, 8 слоев, 17 нитей - 3х10шт.
салфетки 7,5х7,5см, 8 слоев, 17 нитей - 5шт.	салфетки 5х5см, 8 слоев, 17 нитей - 3х10шт.
пакет салфеток	пакет салфеток
салфетки 5х5см, 8 слоев, 17 нитей - 5шт.	салфетки 7,5х7,5см, 8 слоев, 17 нитей - 20шт.
салфетки 7,5х7,5см, 8 слоев, 17 нитей - 5шт.	салфетки 10х10см, 8 слоев, 17 нитей - 4х10шт.
салфетки 10х10см, 8 слоев, 17 нитей - 5шт.	салфетки 10х20см, 16 слоев, 17 нитей - 10шт.

MATOSET

ПРОЦЕДУРНЫЕ НАБОРЫ

Процедурные пакеты состоят из стерильного впитывающего материала, изготовленного из одного вида сырья - марли. В единичной упаковке находятся:

- мелкий процедурный материал, используемый для дезинфекции операционного поля,
- медицинские изделия, применяемые во время манипуляции,
- материал, предназначенный для перевязки.

Состав пакета подобран комплексно таким образом, чтобы сделать возможным выполнение конкретной манипуляции, вскрывая лишь одну стерильную упаковку.



ПРИМЕРЫ НАБОРОВ:

процедурный набор	процедурный набор
салфетки 10х10см - 10шт.	салфетки 10х10см - 60шт.
салфетки 7,5х7,5см - 10шт.	операционная салфетка 45х45см - 5шт.
тупфер «шарик» 25х25см - 20шт.	тупфер «фасолька» 15х15см - 20шт.
тупфер «шарик» 15х15см - 40шт.	салфетки 10х10см - 10х10шт.
тупфер «фасолька» 9,5х9,5см - 10шт.	операционная салфетка 45х45см - 2шт.

MATOSSET

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

Специальные наборы MATOSSET включают в себя комбинацию из стерильных изделий из марли, нетканого материала, а также других элементов, используемых во время манипуляций (например, картонный лоток, пинцет, перчатки и др.). Содержимое пакета обеспечивает комплексное проведение определенной медицинской манипуляции.

Наборы могут быть изготовлены в двойной упаковке и с идентифицирующей этикеткой типа TAG. Идентифицирующие этикетки типа TAG облегчают архивацию информации, касающейся применяемого во время манипуляции медицинского изделия.



ВНИМАНИЕ!

По желанию Клиента возможна модификация содержимого и изготовление пакета или набора согласно запрошенной спецификации.

ПРИМЕРЫ НАБОРОВ

состав

НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ

салфетка из марли 10х10см - 5шт.

тупфер «шарик» 20х20см - 5шт.

картонный лоток - 1шт.

пинцет пластиковый - 1шт.

кружка пластиковая - 1шт.

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ НАБОР

салфетка из марли 5х5см - 4шт.

операционная салфетка 30х30см - 1шт.

картонный лоток - 1шт.

пинцет пластиковый - 1шт.

кружка пластиковая - 1шт.

НАБОР ДЛЯ СМЕНЫ ПОВЯЗКИ

салфетка из марли 10х10см - 6шт.

салфетка из марли 5х5см - 4шт.

тупфер «уши» 15х15см - 1шт.

картонный лоток - 1шт.

пинцет пластиковый - 1шт.

кружка пластиковая - 1шт.



Одноразовая одежда

ОДНОРАЗОВАВАЯ ОДЕЖДА

MATODRESS

ШАПОЧКА МЕДСЕСТРЫ

Шапочка для медицинской сестры изготовлена из тонкого, воздухопроницаемого нетканого материала из полипропилена плотностью 17 г/м². Благодаря вшитой тонкой резинке точно охватывает голову. Предлагаются шапочки зеленого, голубого и белого цветов, в стерильном и нестерильном вариантах.



шапочка для медсестры
с резинкой типа «берет»



шапочка для медсестры
с резинкой типа «гармошка»

ШАПОЧКА МЕДСЕСТРЫ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

цвет	код продукта	единичная упаковка
белый	MA-142-WLOK-096	100 шт.
голубой	MA-142-WLOK-097	100 шт.
зеленый	MA-142-WLOK-098	100 шт.
зеленый	NM-981-MMMM-065	100 шт.

ШАПОЧКА МЕДСЕСТРЫ СТЕРИЛЬНАЯ

цвет	код продукта	единичная упаковка
белый	MA-143-WLOK-064	1 шт.

MATODRESS

ШАПОЧКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Шапочка для врача изготовлена из тонкого, дышащего нетканого материала из полипропилена плотностью 17 г/м². Сзади шита тонкая резинка или завязки. Предлагаются шапочки зеленого, голубого и белого цветов, в стерильном и нестерильном вариантах.



шапочка хирургическая
с резинкой



шапочка хирургическая
с завязками



шапочка хирургическая
с потоглощающей
полоской

ШАПОЧКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

цвет / вид	код продукта	единичная упаковка
белый / с резинкой	MA-142-WLOK-093	100 шт.
голубой / с резинкой	MA-142-WLOK-094	100 шт.
зеленый / с резинкой	MA-142-WLOK-095	100 шт.
голубой / с завязками	MA-142-WLOK-133	100 шт.
зеленый / с завязками	MA-142-WLOK-134	100 шт.
зеленый / с потоглощающей полоской	MA-142-WLOK-161	100 шт.

ШАПОЧКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ

цвет / вид	код продукта	единичная упаковка
белый / с резинкой	MA-143-WLOK-061	1 шт.
голубой / с резинкой	MA-143-WLOK-062	1 шт.
зеленый / с резинкой	MA-143-WLOK-063	1 шт.
зеленый / с завязками	MA-143-WLOK-107	1 шт.
голубой / с завязками	MA-143-WLOK-106	1 шт.

MATODRESS

НАРУКАВНИКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Нарукавники из нетканого материала служат дополнительной защитой при проведении хирургических манипуляций с большим количеством отделяемой жидкости. Изготовлены из покрытого пленкой нетканого материала плотностью 43 г/м². Доступны в зеленом цвете, в стерильном и нестерильном вариантах, с манжетой или без.



НАРУКАВНИКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

цвет / вид	код продукта	единичная упаковка
зеленый / без манжеты	MA-142-TF45-001	25 пар

НАРУКАВНИКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА СТЕРИЛЬНЫЕ

цвет / вид	код продукта	единичная упаковка
зеленый / с манжетой	MA-143-TF45-001	1 пара



ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА

MATODRESS

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Гигиенические бахилы для обуви, изготовлены из нескользящей и антиэлектростатической пленки, на резинке. Полностью защищают от проникновения влаги. Предлагаются голубого цвета, в нестерильной варианте.



бахилы для обуви из полиэтилена с резинкой

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

цвет	код продукта	единичная упаковка
голубой	NM-981-MMMM-066	50 пар

MATODRESS

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Гигиенические бахилы для обуви изготовлены из нетканого материала с повышенной механической прочностью, содержат завязки или резинку. Предлагаются в зеленом и голубом цвете, в стерильном и нестерильном вариантах.



бахилы для обуви из нетканого материала с завязками



бахилы для обуви из нетканого материала с резинкой



бахилы для обуви из нетканого материала «гармошка»

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

цвет / вид	код продукта	единичная упаковка
зеленый / с завязками	MA-142-WLOK-075	50 пар
зеленый / с резинкой	MA-142-WLOK-076	50 пар
зеленый	NM-981-MMMM-067	50 пар

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА СТЕРИЛЬНЫЕ

цвет / вид	код продукта	единичная упаковка
зеленый / с резинкой	MA-143-WLOK-053	1 пара
голубой / с резинкой	MA-143-WLOK-090	1 пара
зеленый / с завязками	MA-143-WLOK-052	1 пара

SURGIMASK

МАСКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Хирургические маски изготовлены из трехслойного нетканого материала. Высокая воздухопроницаемость, специальный моделирующий вкладыш для носа и гипоаллергенный нетканый материал создают комфорт при использовании маски.

Маски, благодаря внутреннему фильтрационному слою с минимальной степенью фильтрации BFE 98,8%, защищают операционное поле от таких загрязнений, как частички кожи, волос, а также возбудителей заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем, биологических аэрозолей.

Предлагаются двух цветов, в стерильном и нестерильном вариантах. Способ упаковки нестерильных масок дает возможность доставать из коробки по одной маске.



МАСКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

цвет	код продукта	единичная упаковка
зеленый	MA-143-WLOK-001	1 шт.
голубой	MA-143-WLOK-002	1 шт.

МАСКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

цвет	код продукта	единичная упаковка
зеленый	MA-142-WLOK-001	50 шт.
голубой	MA-142-WLOK-002	50 шт.

Халаты хирургические



ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА

MATODRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F1

Халат F1 из полипропиленового нетканого материала плотностью 35 г/м². Предлагается для хирургических операций с небольшим количеством отделяемой жидкости. Спроектирован так, чтобы его можно было сначала завязать не стерильно с последующим переходом на стерильный вариант.

Представлен в нескольких цветах: зеленый, голубой, в стерильном и нестерильном вариантах.

Размеры: M, L, XL, XXL.



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F1 СТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	M	MA-143-WLOK-060	1 шт.
зеленый	L	MA-143-WLOK-125	1 шт.
зеленый	XL	MA-143-WLOK-055	1 шт.
зеленый	XXL	MA-143-WLOK-049	1 шт.
голубой	M	MA-143-WLOK-070	1 шт.
голубой	XL	MA-143-WLOK-071	1 шт.
голубой	XXL	MA-143-WLOK-072	1 шт.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F1 НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	M	MA-142-WLOK-090	10 шт.
зеленый	L	MA-142-WLOK-601	10 шт.
зеленый	XL	MA-142-WLOK-078	10 шт.
зеленый	XXL	MA-142-WLOK-072	10 шт.
голубой	M	MA-142-WLOK-102	10 шт.
голубой	XL	MA-142-WLOK-103	10 шт.
голубой	XXL	MA-142-WLOK-104	10 шт.

MATODRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F2

Халат F2 предназначен для хирургических вмешательств, продолжающихся не более 2-х часов. Используемый хлопкоподобный нетканый материал защищает от проникновения микроорганизмов, а также, благодаря повышенной воздухопроницаемости, обеспечивает оптимальный комфорт работы. Спроектирован так, чтобы его можно было сначала завязать нестерильно с последующим переходом на стерильный вариант. Предлагается в голубом цвете, в стерильном и нестерильном вариантах.

Размеры: M, L, XL, XXL.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F2 СТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
голубой	M	MA-143-WLOK-115	1 шт.
голубой	L	MA-143-WLOK-126	1 шт.
голубой	XL	MA-143-WLOK-003	1 шт.
голубой	XXL	MA-143-WLOK-009	1 шт.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F2 НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
голубой	M	MA-142-WLOK-063	10 шт.
голубой	L	MA-142-WLOK-602	10 шт.
голубой	XL	MA-142-WLOK-009	10 шт.
голубой	XXL	MA-142-WLOK-010	10 шт.



ОДНОРАЗОВАВАЯ ОДЕЖДА

MATODRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F3

Хирургический халат F3 в части, контактирующей непосредственно с операционным полем, изготовлен из хлопкоподобного нетканого материала плотностью 68 г/м², который обеспечивает защиту медицинского персонала от проникновения инфицированных биологических жидкостей к телу. Плечи и задняя часть халата изготовлены из полипропиленового нетканого материала плотностью 35 г/м², обеспечивающего хорошую терморегуляцию. Халат имеет широкий свободный покрой, закрывает часть шеи, грудную клетку, живот, руки и ноги. Плотно охватывает запястье манжетами из впитывающего пот материала. Спроектирован так, чтобы его можно было сначала завязать не стерильно с последующим переходом на стерильный вариант. Предлагается в голубом цвете, стерильном и нестерильном вариантах. Размеры: M, L, XL, XXL.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F3 СТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
голубой	M	MA-143-WLOK-073	1 шт.
голубой	L	MA-143-WLOK-127	1 шт.
голубой	XL	MA-143-WLOK-074	1 шт.
голубой	XXL	MA-143-WLOK-075	1 шт.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F3 НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
голубой	M	MA-142-WLOK-105	10 шт.
голубой	L	MA-142-WLOK-106	10 шт.
голубой	XL	MA-142-WLOK-603	10 шт.
голубой	XXL	MA-142-WLOK-107	10 шт.



MATODRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F4 (УДЛИННЕННЫЙ)

Хирургический халат F4 в части, контактирующей непосредственно с операционным полем, изготовлен из покрытого пленкой нетканого материала, который обеспечивает полную непроницаемость. Задняя часть халата изготовлена из нетканого материала, обеспечивающего хорошую терморегуляцию. Такое комбинирование материалов обеспечивает полную безопасность хирурга при операциях с большим количеством отделяемой жидкости, и в то же время обеспечивает комфорт в силу повышенной воздухопроницаемости. Халат имеет широкий свободный покрой, закрывает часть шеи, грудную клетку, живот, руки и ноги. Плотнo охватывает запястья манжетами из впитывающего пот материала. Спроектирован так, чтобы его можно было сначала завязать не стерильно с последующим переходом на стерильный вариант. Предлагается зеленого и голубого цветов, в стерильном и нестерильном вариантах. Размеры: M, L, XL, XXL.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F4 (УДЛИННЕННЫЙ) СТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	M	MA-143-WLOK-058	1 шт.
зеленый	L	MA-143-WLOK-128	1 шт.
зеленый	XL	MA-143-WLOK-059	1 шт.
зеленый	XXL	MA-143-WLOK-051	1 шт.
голубой	M	MA-143-WLOK-076	1 шт.
голубой	XL	MA-143-WLOK-077	1 шт.
голубой	XXL	MA-143-WLOK-078	1 шт.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ F4 (УДЛИННЕННЫЙ) НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	M	MA-142-WLOK-084	10 шт.
зеленый	L	MA-142-WLOK-604	10 шт.
зеленый	XL	MA-142-WLOK-085	10 шт.
зеленый	XXL	MA-142-WLOK-074	10 шт.
голубой	M	MA-142-WLOK-108	10 шт.
голубой	XL	MA-142-WLOK-109	10 шт.
голубой	XXL	MA-142-WLOK-110	10 шт.



Халат процедурный и
для посетителей

ОДНОРАЗОВАВАЯ ОДЕЖДА

MATODRESS

ХАЛАТ ПРОЦЕДУРНЫЙ

Халат изготовлен из полипропиленового нетканого материала плотностью 20 г/м², предназначен для диагностических манипуляций с небольшим количеством отделяемой жидкости. Предлагается зеленого и голубого цветов, в стерильном и нестерильном вариантах. Размер: L, XL, XXL.



ХАЛАТ ПРОЦЕДУРНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	L	MA-143-WLOK-083	1 шт.
зеленый	XL	MA-143-WLOK-085	1 шт.
зеленый	XXL	MA-143-WLOK-087	1 шт.
голубой	L	MA-143-WLOK-082	1 шт.
голубой	XL	MA-143-WLOK-084	1 шт.
голубой	XXL	MA-143-WLOK-086	1 шт.

ХАЛАТ ПРОЦЕДУРНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	L	MA-142-WLOK-113	10 шт.
зеленый	XL	MA-142-WLOK-116	10 шт.
зеленый	XXL	MA-142-WLOK-118	10 шт.
голубой	L	MA-142-WLOK-114	10 шт.
голубой	XL	MA-142-WLOK-115	10 шт.
голубой	XXL	MA-142-WLOK-117	10 шт.

MATODRESS

ХАЛАТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Халат для посетителей изготовлен из полипропиленового нетканого материала плотностью 20 г/м². Халат имеет широкий, свободный покрой, закрывает часть шеи, грудную клетку, живот, руки и ноги. Халат предназначен для защиты от частичек кожи, волос и т.п., которые могут быть внесены на территорию медицинского учреждения лицами, посещающими пациентов. Представляется в белом и зеленом цветах. Нестерильный. Размер универсальный.



ХАЛАТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	универсальный	MA-141-WLOK-001	10 шт.
белый	универсальный	MA-141-WLOK-003	10 шт.

MATODRESS

ФАРТУК ОПЕРАЦИОННЫЙ

Фартук изготовлен из ламинированного нетканого материала плотностью 43 г/м², не намокающего, не пропускающего жидкости. Фартук предназначен для медицинского персонала в качестве защиты одежды при проведении хирургических операций с большим количеством жидкости. Предлагается зеленого и голубого цветов, в стерильном и нестерильном вариантах. Размеры: 67x90см, 87x120см, 87x150см.



ФАРТУК ОПЕРАЦИОННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

цвет	размер	код продукта	единичная упаковка
зеленый	87 x 120 см	MA-143-WLOK-025	1 шт.
зеленый	67 x 90 см	MA-143-WLOK-024	1 шт.
голубой	87 x 120 см	MA-143-WLOK-023	1 шт.
голубой	67 x 90 см	MA-143-WLOK-029	1 шт.

ФАРТУК ОПЕРАЦИОННЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

зеленый	87 x 120 см	MA-142-TF35-001	50 шт.
голубой	87 x 120 см	MA-142-TF35-003	50 шт.
зеленый	67 x 90 см	MA-142-TF35-002	50 шт.
голубой	67 x 90 см	MA-142-TF35-004	50 шт.
голубой	87 x 150 см	MA-142-TF45-002	40 шт.

Салфетки и простыни
из нетканного материала
(с ламинированием и без)

САЛФЕТКИ И ПРОСТЫНИ

MATODRAPE

САЛФЕТКИ И ПРОСТЫНИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Салфетки из нетканого материала предназначены для медицинского персонала во время коротких процедур с небольшим количеством отделяемой жидкости. Салфетки из нетканого материала TSM хорошо пропускают воздух, одновременно являются барьером для пыли, волос и частичек кожи. По сравнению с другими неткаными материалами, этот тип ткани более прочный.



САЛФЕТКИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ TMS

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
40 см x 40 см	зеленый	MA-133-SETM-006	100 шт.
45 см x 45 см	зеленый	MA-133-SETM-012	50 шт.
70 см x 45 см	зеленый	MA-133-SETM-013	50 шт.
75 см x 40 см	зеленый	MA-133-SETM-007	50 шт.
80 см x 50 см	зеленый	MA-133-SETM-008	50 шт.
80 см x 60 см	зеленый	MA-133-SETM-014	50 шт.
80 см x 80 см	зеленый	MA-133-SETM-009	50 шт.
90 см x 80 см	зеленый	MA-133-SETM-010	45 шт.
	голубой	MA-133-SETM-017	45 шт.
130 см x 80 см	зеленый	MA-133-SETM-004	50 шт.
	голубой	MA-133-SETM-016	50 шт.
	зеленый	MA-133-SETM-005	25 шт.
160 см x 90 см	голубой	MA-133-SETM-015	25 шт.
160 см x 120 см	зеленый	MA-133-SETM-002	25 шт.
180 см x 75 см	зеленый	MA-133-SETM-011	25 шт.
	голубой	MA-133-SETM-020	40 шт.
200 см x 80 см	белый	MA-133-SETM-021	40 шт.
	зеленый	MA-133-SETM-001	20 шт.
210 см x 160 см	голубой	MA-133-SETM-018	20 шт.
	зеленый	MA-133-SETM-003	15 шт.
250 см x 160 см	голубой	MA-133-SETM-019	15 шт.

САЛФЕТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ TMS


размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
40 см x 40 см	зеленый	MA-134-SETM-007	1 шт.
40 см x 40 см с отверстием 5 см x 5 см	зеленый	MA-134-SETM-013	1 шт.
	голубой	MA-134-SETM-024	1 шт.
45 см x 45 см	зеленый	MA-134-SETM-012	1 шт.
50 см x 50 см	зеленый	MA-134-SETM-025	1 шт.
60 см x 40 см	зеленый	MA-134-SETM-028	1 шт.
60 см x 45 см	зеленый	MA-134-SETM-011	1 шт.
75 см x 40 см	зеленый	MA-134-SETM-008	1 шт.
80 см x 50 см	зеленый	MA-134-SETM-009	1 шт.
80 см x 60 см	зеленый	MA-134-SETM-027	1 шт.
	зеленый	MA-134-SETM-001*	1 шт.
80 см x 80 см	зеленый	MA-134-SETM-017	2 шт.
	зеленый	MA-134-SETM-018	5 шт.
	зеленый	MA-134-SETM-029*	1 шт.
80 см x 80 см с отверстием 5 см x 5 см и односторонним краем	зеленый	MA-134-SETM-019	1 шт.
	голубой	MA-134-SETM-023	1 шт.
90 см x 80 см	зеленый	MA-134-SETM-010	1 шт.
	зеленый	MA-134-SETM-014	2 шт.
120 см x 80 см	зеленый	MA-134-SETM-015	1 шт.
	зеленый	MA-134-SETM-020	5 шт.
120 см x 80 см с отверстием 20 см x 5 см и односторонним краем	зеленый	MA-134-SETM-026	1 шт.
130 см x 80 см	зеленый	MA-134-SETM-004	1 шт.
160 см x 90 см	зеленый	MA-134-SETM-003	1 шт.
	зеленый	MA-134-SETM-005	1 шт.
160 см x 120 см	зеленый	MA-134-SETM-021	5 шт.
200 см x 180 см	зеленый	MA-134-SETM-016	1 шт.
210 см x 160 см	зеленый	MA-134-SETM-002	1 шт.
	голубой	MA-134-SETM-022	1 шт.
250 см x 160 см	зеленый	MA-134-SETM-006	1 шт.

*разные виды пленок

MATODRAPE

САЛФЕТКИ И ПРОСЫТНИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Салфетки и простыни из ламинированного нетканого материала изготовлены из полиэтиленовой пленки, защищающей от проникновения влаги. Обратная сторона салфеток из полипропиленового нетканого материала TF, обеспечивающего комфорт при контакте с телом. Салфетки и простыни из ламинированного материала L2, кроме полиэтиленовой пленки, имеют наружный слой вискозного нетканого материала, который дополнительно защищает пациента, поглощая излишнее количество жидкости. Салфетки из нетканого материала L3 объединяют в себе свойства нетканых материалов TF и L2: кроме пленки, снаружи находятся вискозные волокна, а обратная сторона – это полипропиленовый нетканый материал.



TF		пленка PE	нетканый материал PP
L2	вискозные волокна	пленка PE	
L3	вискозные волокна	пленка PE	нетканый материал PP

САЛФЕТКИ И ПРОСЫТНИ СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ L3

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
45 см x 45 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL3-001	1 шт.
45 см x 45 см с отверстием 5 см и закругленными краями	зеленый	MA-134-SEL3-002	1 шт.
75 см x 45 см	зеленый	MA-134-SEL3-003	1 шт.
75 см x 45 см с отверстием 8 см и закругленными краями	зеленый	MA-134-SEL3-004	1 шт.
80 см x 80 см	зеленый	MA-134-SEL3-005	1 шт.
80 см x 80 см с отверстием 8 см и закругленными краями	зеленый	MA-134-SEL3-006	1 шт.
90 см x 80 см	зеленый	MA-134-SEL3-007	1 шт.
90 см x 80 см с закругленными краями	зеленый	MA-134-SEL3-008	1 шт.
160 см x 90 см	зеленый	MA-134-SEL3-012	1 шт.
160 см x 90 см с отверстием 8 см и закругленными краями	зеленый	MA-134-SEL3-009	1 шт.
240 см x 180 см	зеленый	MA-134-SEL3-013	1 шт.

САЛФЕТКИ И ПРОСЫТНИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ L2

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
45 см x 45 см	зеленый	MA-133-SEL2-009	100 шт.
75 см x 45 см	зеленый	MA-133-SEL2-010	75 шт.
75 см x 45 см с закругленными краями	зеленый	MA-133-SEL2-011	50 шт.
90 см x 80 см	зеленый	MA-133-SEL2-012	60 шт.
160 см x 90 см	зеленый	MA-133-SEL2-001	15 шт.
160 см x 90 см с закругленными краями	зеленый	MA-133-SEL2-002	20 шт.
180 см x 75 см	зеленый	MA-133-SEL2-005	20 шт.
180 см x 120 см	зеленый	MA-133-SEL2-003	25 шт.
180 см x 150 см с закругленными краями	зеленый	MA-133-SEL2-004	15 шт.
200 см x 180 см	зеленый	MA-133-SEL2-006	10 шт.
240 см x 180 см	зеленый	MA-133-SEL2-007	20 шт.
240 см x 180 см с закругленными краями	зеленый	MA-133-SEL2-008	10 шт.

САЛФЕТКИ И ПРОСТЫНИ

САЛФЕТКИ И ПРОСТЫНИ СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ L2

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
45 см х 45 см	зеленый	MA-134-SEL2-010	1 шт.
45 см х 45 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-011	1 шт.
60 см х 45 см	зеленый	MA-134-SEL2-012	1 шт.
60 см х 45 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-021	1 шт.
75 см х 45 см	зеленый	MA-134-SEL2-013	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-014	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SEL2-024	1 шт.
90 см х 80 см	зеленый	MA-134-SEL2-015	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-016	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SEL2-017	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 10 см	зеленый	MA-134-SEL2-020	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-022	1 шт.
160 см х 90 см	зеленый	MA-134-SEL2-003	1 шт.
160 см х 90 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-004	1 шт.
160 см х 90 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SEL2-023	1 шт.
180 см х 75 см	зеленый	MA-134-SEL2-007	1 шт.
180 см х 120 см	зеленый	MA-134-SEL2-005	1 шт.
180 см х 150 см	зеленый	MA-134-SEL2-006	1 шт.
180 см х 150 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-001	1 шт.
200 см х 180 см	зеленый	MA-134-SEL2-008	1 шт.
240 см х 180 см	зеленый	MA-134-SEL2-009	1 шт.
240 см х 180 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SEL2-002	1 шт.

САЛФЕТКИ И ПРОСТЫНИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ TF

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
45 см х 45 см	зеленый	MA-133-SETF-009	50 шт.
67 см х 65 см с отверстием 10 см	зеленый	MA-133-SETF-010	50 шт.
75 см х 45 см	зеленый	MA-133-SETF-005	50 шт.
80 см х 60 см	зеленый	MA-133-SETF-004	50 шт.
100 см х 90 см	зеленый	MA-133-SETF-006	25 шт.
120 см х 80 см	зеленый	MA-133-SETF-007	35 шт.

САЛФЕТКИ И ПРОСТЫНИ СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ TF

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
40 см х 40 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SETF-022	1 шт.
45 см х 45 см	зеленый	MA-134-SETF-020	1 шт.
67 см х 65 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-010	1 шт.
67 см х 65 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-009	1 шт.
75 см х 45 см	зеленый	MA-134-SETF-003	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SETF-028	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-004	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 10 см	зеленый	MA-134-SETF-012	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-027	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-019	1 шт.
75 см х 45 см с отверстием 8 см	голубой	MA-134-SETF-013	1 шт.
80 см х 60 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-025	1 шт.
80 см х 80 см	зеленый	MA-134-SETF-016	1 шт.
90 см х 80 см	зеленый	MA-134-SETF-017	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SETF-011	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 5 см	голубой	MA-134-SETF-007	1 шт.
90 см х 80 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-014	1 шт.
100 см х 90 см	зеленый	MA-134-SETF-018	1 шт.
100 см х 90 см	зеленый	MA-134-SETF-002	1 шт.
130 см х 90 см	зеленый	MA-134-SETF-005	2 шт.
130 см х 90 см	голубой	MA-134-SETF-024	1 шт.
130 см х 90 см с отверстием 5 см	зеленый	MA-134-SETF-021	1 шт.
130 см х 90 см с отверстием 8 см	зеленый	MA-134-SETF-008	1 шт.
200 см х 180 см	зеленый	MA-134-SETF-026	1 шт.
210 см х 134 см	зеленый	MA-134-SETF-001	1 шт.
210 см х 134 см	голубой	MA-134-SETF-023	1 шт.

130 см х 90 см	зеленый	MA-133-SETF-003	35 шт.
130 см х 90 см	голубой	MA-133-SETF-013	35 шт.
160 см х 90 см	зеленый	MA-133-SETF-006	40 шт.
210 см х 134 см	зеленый	MA-133-SETF-001	20 шт.
210 см х 134 см	голубой	MA-133-SETF-011	20 шт.
240 см х 90 см	зеленый	MA-133-SETF-002	15 шт.
240 см х 90 см	голубой	MA-133-SETF-012	15 шт.
240 см х 90 см	зеленый	MA-133-SETF-014	25 шт.

Комплекты для операций

САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE


ОПЕРАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Операционные комплекты для специализированных хирургических операций или манипуляций изготовлены из ламинатов: L3, L2 и TF, которые являются барьером для крови и других процедурных жидкостей. Обладают высокой прочностью и антиэлектростатическими свойствами. Все операционные комплекты упакованы в двойную упаковку: в креповую бумагу с защищенными от разворачивания краями и в бумажно-пленочный пакет.


Операционные комплекты Matodrape имеют этикетку типа TAG.

MATODRAPE

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



- | | |
|---|-------|
| A - Простыня 240 см x 180 см с адгезивным краем | 1 шт. |
| B - Простыня 180 см x 150 см с адгезивным краем | 1 шт. |
| C - Салфетки 90 см x 80 см с адгезивным краем | 2 шт. |
| D - Простыня 210 см x 134 см с адгезивным краем | 1 шт. |
| E - Простыня 180 см x 120 см с адгезивным краем | 1 шт. |
| F - Салфетки 80 см x 60 см с адгезивным краем | 2 шт. |
| G - Полотенца для рук 50 см x 40 см | 4 шт. |
| H - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол | 1 шт. |
| I - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO | 1 шт. |
| J - Самоклеящаяся операционная лента 50 см x 10 см | 1 шт. |



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-027	A, B, C, G	5 уп.
MA-135-ZOL3-028	A, B, C, G, H, I, J	5 уп.
MA-135-ZOL2-024	A, B, C, G	9 уп.
MA-135-ZOL2-025	A, B, C, G, H, J	6 уп.
MA-135-ZSTF-001	D, E, F	15 уп.


САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЛАПАРОТОМИИ



- А - Простыня 320 см x 180 см
 с адгезивным краем и отверстием 1 шт.
 В - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
 С - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
 D - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-008	A, B	7 уп.
MA-135-ZOL3-009	A, B, C, D	5 уп.
MA-135-ZOL2-009	A, B	12 уп.
MA-135-ZOL2-010	A, B, C, D	7 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИИ



- А - Простыня 320 см x 180 см
 с адгезивным краем и отверстием 1 шт.
 В - Простыня 160 см x 90 см 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZSL3-001	A, B	8 уп.
MA-135-ZSL2-001	A, B	10 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛАПАРОТОМИИ / ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ




- A** - Простыня 250 см х 180 см
с отверстием и хирургической пленкой 1 шт.
- B** - Простыня 180 см х 140 см на инструментальный стол 1 шт.
- C** - Простыня 145 см х 80 см на столик MAYO 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOL3-005	A, B, C	6 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ВАРИКОЗНЫХ УЗЛОВ ИКРЫ ГОЛЕНИ И ПАХОВЫХ ВАРИКОЗНЫХ УЗЛОВ



- A** - Простыня 200 см х 180 см
с адгезивным краем и вырезом в форме буквы U 1 шт.
- B** - Простыня 250 см х 180 см
с адгезивным краем и вырезом в форме буквы U 1 шт.
- C** - Хирургический халат F1 XL 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOTF-003	A, C	10 уп.
MA-135-ZOTF-004	B, C	10 уп.

САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ


MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕ



- A - Простыня 180 см x 150 см
- B - Салфетки 80 см x 80 см
- C - Хирургические халаты F2 M
- D - Салфетки из нетканого материала 7,5 см x 7,5 см
- E - Простыня 145 см x 90 см на столик MAYO

- 1 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 5 шт.
- 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOMI-004*	A, B, C, D, E	4 уп.

* A – салфетка из L2 B – салфетка из TMS E – салфетка из L2


MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ



- A - Простыня 180 см x 120 см с вырезом в форме U и с адгезивным краем
- B - Простыня 90 см x 80 см с адгезивным краем
- C - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
- D - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-029	A, B, C, D	10 уп.




MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СТРУМЕКТОМИИ



- A** - Простыня 240 см x 180 см
с вырезом в форме буквы U и с адгезивным краем
B - Простыня 200 см x 180 см с адгезивным краем
C - Полотенца для рук 50 см x 40 см
D - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
E - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-019	A, B, C	5 уп.
MA-135-ZOL3-020	A, B, C, D, E	4 уп.
MA-135-ZOL2-019	A, B, C	9 уп.
MA-135-ZOL2-020	A, B, C, D, E	6 уп.




MATODRAPE

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ



- A** - Простыня 240 см x 180 см
с адгезивным краем и отверстием
B - Салфетка 90 см x 80 см
C - Чехлы на ноги пациента 120 см x 45 см
D - Полотенца для рук 50 см x 40 см
E - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
F - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

1 шт.
1 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-010	A, B, C, D	5 уп.
MA-135-ZOL3-011	A, B, C, D, E, F	4 уп.
MA-135-ZOL2-011	A, B, C, D	9 уп.
MA-135-ZOL2-012	A, B, C, D, E, F	5 уп.



САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЧЕХЛАМИ НА НОГИ



- A** - Простыня 240 см x 180 см с отверстием и интегрированными чехлами на ноги 1 шт.
B - Самоклеющаяся операционная лента 50 см x 10 см 1 шт.
C - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
D - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
E - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-034	A, B, C, D, E	5 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПРОМЕЖНОСТИ, ПРОСТЫНЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЧЕХЛАМИ НА НОГИ



- A** - Простыня 320 см x 260 см с отверстиями (в верхней части - с хирургической пленкой, в нижней части - с прикрывающим клапаном), интегрированными чехлами на ноги и анестезиологическим экраном 1 шт.
B - Двухкамерный карман 40 см x 30 см 1 шт.
C - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
D - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
E - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOL3-008	A, B, C, D, E	5 уп.


MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЦИСТОСКОПИИ



- A** - Простыня 180 см x 90 см
с адгезивным краем и отверстием
B - Салфетка 90 см x 80 см
C - Чехлы на ноги пациента 120 см x 45 см
D - Полотенца для рук 50 см x 40 см
E - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
F - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

1 шт.
 1 шт.
 2 шт.
 4 шт.
 1 шт.
 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-006	A, B, C, D	8 уп.
MA-135-ZOL3-007	A, B, C, D, E, F	5 уп.
MA-135-ZOL2-007	A, B, C, D	12 уп.
MA-135-ZOL2-008	A, B, C, D, E, F	7 уп.
MA-135-ZOTF-002	A, C, D, E	10 уп.


MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РОДОВ



- A** - Простыня 150 см x 90 см
B - Простыня 120 см x 90 см
C - Салфетка 60 см x 60 см
D - Простыня 150 см x 70 см
E - Салфетки 80 см x 75 см
F - Гигиеническая пеленка Seni Soft 90 см x 60 см
G - Гигиеническая пеленка Seni Soft 60 см x 60 см
H - Гигиенические пеленки - 34 см x 9 см
I - Полотенце из нетканого материала 80 см x 60 см
J - Полотенце из нетканого материала 25 см x 20 см
K - Полотенце из нетканого материала 45 см x 35 см

1 шт.
 1 шт.
 2 шт.
 2 шт.
 2 шт.
 1 шт.
 1 шт.
 2 шт.
 1 шт.
 6 шт.
 2 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-024	A, B, F, G, I, J	8 уп.
MA-135-ZOL2-022	A, B, F, G, I, J	8 уп.
MA-135-ZOMI-005*	C, I, K	35 уп.
MA-135-ZOFB-001	D, E, F, G, H	8 уп.

* салфетка из L2 и TF

САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ


MATODRAPE

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ



- A - Простыня 320 см x 260 см в форме Т с отверстием, хирургической пленкой и карманом для жидкостей 1 шт.
 B - Гигиеническая пленка 90 см x 60 см 1 шт.
 C - Фланелевое одеяло 160 см x 75 см 1 шт.
 D - Шапочка для новорожденного 1 шт.
 E - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
 F - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
 G - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.

код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-SEL3-001	A	4 уп.
MA-136-ZOL3-001	A, B, E, F, G	3 уп.
MA-136-ZOL3-002	A, C, D, E, F, G	3 уп.




MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЧЕХЛАМИ НА НОГИ



- A - Простыня 270 см x 200 см с впитывающим слоем, отверстием, карманом для жидкостей, хирургической пленкой и интегрированными чехлами на ноги 1 шт.
 B - Самоклеющаяся операционная лента 50 см x 10 см 1 шт.
 C - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
 D - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
 E - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.


код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOL3-007	A, B, C, D, E,	3 уп.



MATODRAPE

ПРОСЫНЯ ПОД ЯГОДИЦЫ

A - Простыня 103 см x 90 см с карманом для жидкостей 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-SEL2-002	A	30 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

A - Гигиеническая пеленка Seni Soft 90 см x 60 см 1 шт.
 B - Гигиеническая пеленка Seni Soft 60 см x 60 см 1 шт.
 C - Полотенца для рук 50 см x 40 см 6 шт.
 D - Полотенца из нетканого материала 25 см x 20 см 6 шт.
 E - Фланелевое одеяло 160 см x 75 см 1 шт.
 F - Шапочка для новорожденного 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOMI-001	B, D, E, F	14 уп.
MA-135-ZOMI-002	A, C	16 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТОРАКОТОМИИ



A - Простыня 370 см x 360 см с адгезивным краем и отверстием 1 шт.
 B - Карманы для жидкостей 40 см x 30 см 3 шт.
 C - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
 D - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
 E - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-025	A, B, C	4 уп.
MA-135-ZOL3-026	A, B, C, D, E	4 уп.
MA-135-ZOL2-023	A, B, C, D, E	5 уп.


САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ BY-PASS




- A - Простыня 370 см x 360 см
с адгезивным краем и отверстиями 1 шт.
- B - Простыня 200 см x 180 см с U-образным вырезом
и с адгезивным краем 1 шт.
- C - Простыня 330 см x 240 см
с адгезивным краем и отверстием 1 шт.
- D - Простыня 240 см x 210 см
с U-образным вырезом с адгезивным краем 1 шт.
- E - Карманы для жидкостей 40 см x 30 см 3 шт.
- F - Чехлы на стопу пациента с адгезивным краем 2 шт.
- G - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
- H - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
- I - Простыня 360 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
- J - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.
- K - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO с карманом 2 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-012	A, B, E, F, G	3 уп.
MA-135-ZOL3-013	A, B, E, F, G, H, J	3 уп.
MA-135-ZOL2-013	A, B, E, F, G	4 уп.
MA-135-ZOL2-014*	C, E, G, H, K	7 уп.
MA-135-ZOL2-015*	C, D, E, F, G, I, K	4 уп.

* E – 2 шт.



MATODRAPE


КОМПЛЕКТЫ С ПРОСТЫНЕЙ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ



- A - Простыня 320 см x 180 см с адгезивными краями и двумя отверстиями 1 шт.
- B - Простыня 320 см x 230 см с пленочной частью, впитывающим слоем и двумя отверстиями 1 шт.
- C - Салфетки 80 см x 80 см 2 шт.
- D - Салфетка 90 см x 80 см с адгезивным краем 4 шт.
- E - Салфетка 90 см x 80 см с адгезивным краем и отверстием 1 шт.
- F - Карман для жидкостей 40 см x 30 см 1 шт.
- G - Хирургический халат F2, размер XXL 2 шт.
- H - Чехлы из полиэтилена на медицинское оборудование 3 шт.
- I - Лотки емкостью 200 мл. 1 шт.
- J - Шпатель для дезинфекции операционного поля 1 шт.
- K - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
- L - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.

код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-SEL2-001	A	13 уп.
MA-135-ZOL3-001	A, C, K	6 уп.
MA-135-ZOL3-002	A, C, K, L	4 уп.
MA-135-ZOL3-033	B, L	5 уп.
MA-135-ZOL2-001	A, C, K, L	6 уп.
MA-135-ZOL2-002	A, D, E, K	6 уп.
MA-136-ZOL3-009*	B, C, F, G, H, I, J, K, L	3 уп.
MA-136-ZOL2-001*	B, C, F, G, H, I, J, K, L	3 уп.

* C – 4 шт., K – 20 шт.




MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАНА СЕРДЦА



- A - Простыня 280 см x 210 см с отверстием, хирургической пленкой и впитывающим слоем 1 шт.
- B - Простыня 200 см x 140 см с отверстием и с адгезивным краем 1 шт.
- C - Seni Soft гигиеническая пленка 60 см x 60 см 1 шт.
- D - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.

код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOTF-001	A, B, C, D	6 уп.




САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРАНИОТОМИИ



- A - Простыня 240 см x 180 см с отверстием, хирургической пленкой и карманом для жидкостей 1 шт.
 B - Салфетки 60 см x 45 см с адгезивным краем 2 шт.
 C - Салфетки 90 см x 80 см 2 шт.
 D - Простыня 180 см x 150 см 1 шт.
 E - Карманы для жидкостей 40 см x 30 см 2 шт.
 F - Карманы 2-камерные 30 см x 25 см 2 шт.
 G - Самоклеящиеся операционные ленты 50 см x 10 см 2 шт.
 H - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
 I - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
 J - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOL3-003	A, B, C, D, E, F, G, H, I	3 уп.
MA-136-ZOL3-011*	A, B, C, D, E, F, G, H, J	3 уп.


* E - 1 шт., F - 1 шт.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ



- A - Простыня 250 см x 180 см с эластичным элементом, хирургической пленкой и доклеиваемой простыней 180 см x 150 см 1 шт.
 B - Чехол на верхнюю конечность пациента 90 см x 25 см 1 шт.
 C - Медицинские ленты 50 см x 10 см 2 шт.
 D - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
 E - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
 F - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.










код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-031	A, B, C, D	6 уп.
MA-135-ZOL3-032	A, B, C, D, E, F	4 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА БЕДРЕ



- A** - Простыня 320 см x 180 см с U-образным вырезом и с адгезивным краем 1 шт.
B - Простыня 240 см x 180 см с адгезивным краем 1 шт.
C - Простыня 280 см x 140 см с адгезивным краем 3 шт.
D - Салфетка 90 см x 80 см с адгезивным краем 1 шт.
E - Чехол на ногу пациента 120 см x 45 см 1 шт.
F - Карман для жидкостей 40 см x 30 см 1 шт.
G - Карман для жидкостей 60 см x 40 см 1 шт.
H - Самоклеящиеся операционные ленты 90 см x 10 см 3 шт.
I - Самоклеящаяся операционная лента 50 см x 10 см 1 шт.
J - Хирургические халаты F4 XL 1 шт.
K - Хирургические халаты F4 XXL 3 шт.
L - Попотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
т - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
M - Простыня 360 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
N - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-016	A, B, E, F, H, L	4 уп.
MA-135-ZOL3-017	A, B, E, F, H, L, L, N	3 уп.
MA-135-ZOL3-018	A, B, E, F, H, J, K, L, L, N	2 уп.
MA-135-ZOL2-017	A, B, E, F, H, L	6 уп.
MA-135-ZOL2-016	A, B, E, F, H, L, L, N	5 уп.
MA-135-ZOL2-018*	A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N	4 уп.

* C – простыни из TMS


САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОЛЕННОЙ АРТРОСКОПИИ



- A - Простыня 320 см x 180 см с эластичным элементом, отверстием, карманом для жидкостей с моделируемым вкладышем 1 шт.
- B - Простыня 180 см x 150 см с адгезивным краем и вырезом 1 шт.
- C - Простыня 180 см x 150 см с адгезивными краями и вырезом 1 шт.
- D - Чехол на ногу пациента 70 см x 45 см, с адгезивным краем 1 шт.
- E - Чехол на ногу пациента 80 см x 45 см 1 шт.
- F - Самоклеящиеся операционные ленты 50 см x 10 см 2 шт.
- G - Самоклеящаяся операционная лента 90 см x 10 см 1 шт.
- H - Карман для жидкостей 60 см x 40 см 1 шт.
- I - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
- J - Простыня 360 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
- K - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
- L - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-003	A, E, F, I	6 уп.
MA-135-ZOL3-004	A, E, F, I, K, L	4 уп.
MA-135-ZOL3-005	B, C, D	9 уп.
MA-135-ZOL2-003*	A, E, F, I	10 уп.
MA-135-ZOL2-004	A, E, F, I, K, L	5 уп.
MA-135-ZOL2-005	B, C, D	13 уп.
MA-135-ZOL2-006	A, E, F, G, I, J, L	4 уп.
MA-135-ZOTF-001	B, C, D	20 уп.

* A – без кармана для жидкостей


MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА АКРОМАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОМ СУСТАВЕ



- A** - Простыня 260 см x 180 см
с U-образным вырезом и с адгезивным краем
B - Простыня 240 см x 180 см с адгезивным краем
C - Простыня 180 см x 150 см под верхнюю конечность
D - Чехол на верхнюю конечность 90 см x 25 см
E - Самоклеящиеся операционные ленты 50 см x 10 см
F - Полотенца для рук 50 см x 40 см
G - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
H - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

1 шт.
 1 шт.
 1 шт.
 1 шт.
 2 шт.
 4 шт.
 1 шт.
 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-014	A, B, C, D, E, F	4 уп.
MA-135-ZOL3-015	A, B, C, D, E, F, G, H	3 уп.


MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА КИСТИ И СТОПЕ



- A** - Простыня 320 см x 180 см с эластичным элементом и отверстием
B - Полотенца для рук 50 см x 40 см
C - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
D - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

1 шт.
 4 шт.
 1 шт.
 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-030	A, B, C, D	5 уп.


САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ТУР)



- A** - Простыня 180 см x 90 см с эластичным элементом, чехлом для пальца и отверстиями 1 шт.
- B** - Простыня 180 см x 90 см с эластичным элементом, чехлом на палец, отверстиями и мешком с ситом 1 шт.
- C** - Салфетка 90 см x 80 см 1 шт.
- D** - Чехлы на ноги пациента 120 см x 45 см 2 шт.
- E** - Самоклеящиеся операционные ленты 90 см x 10 см 2 шт.
- F** - Полотенца для рук 50 см x 40 см 4 шт.
- G** - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол 1 шт.
- H** - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO 1 шт.




код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-021	A, C, D, E, F	8 уп.
MA-135-ZOL3-022	A, C, D, E, F, G, H	5 уп.
MA-135-ZOL3-036	B, C, D, E, F, G, H	4 уп.
MA-135-ZOL2-021	A, C, D, E, F, G, H	7 уп.
MA-135-ZOL2-031	B, C, D, E, F, G, H	6 уп.

MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТОМИИ (PCNL)



- A** - Простыня 320 см x 180 см с адгезивным краем, отверстием и карманом для жидкостей 1 шт.
- B** - Простыня 160 см x 90 см на инструментальный стол 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOL3-023	A, B	8 уп.

* B - простыни из L3


MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ



- A** - Простыня 230 см x 165 см
с отверстием и адгезивными краями
B - Хирургический халат F4 XL
C - Хирургический халат с воронкой

1 шт.
1 шт.
1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-135-ZOMI-003*	A, B, C	8 уп.

* A - простыня из TF и TMS


MATODRAPE

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ



- A** - Простыня 320 см x 180 см с отверстием
и хирургической пленкой
B - Мешки для органов 54 см x 39 см
C - Карманы для жидкостей 59 см x 39 см
D - Пополнители для рук 50 см x 40 см
E - Простыня 180 см x 140 см на инструментальный стол
F - Простыня 145 см x 80 см на столик MAYO

1 шт.
3 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOL3-006	A, B, C, D, E, F	5 уп.




САЛФЕТКИ, ПРОСТЫНИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

MATODRAPE

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ



- A** - Простыня 140 см х 120 см с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и моделируемым вкладышем для носа 1 шт.
- B** - Карман для жидкостей 30 см х 20 см с адгезивным краем 1 шт.
- C** - Простыня 130 см х 90 см на инструментальный стол 1 шт.



код продукта	составляющие элементы	транспортная упаковка
MA-136-ZOL3-010*	A, B, C	20 уп.

* C – простыни из TF

**Дополнительные элементы
для операционных**



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

MATODRAPE

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЧЕХЛЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MATODRAPE ЧЕХЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
85 см x 70 см	MA-134-OSPE-001	1 шт.
100 см x 80 см	MA-134-OSPE-002	1 шт.
60 см x 55 см	MA-134-OSPE-003	1 шт.
80 см x 80 см	MA-134-OSPE-004	1 шт.
110 см x 110 см	MA-134-OSPE-005	1 шт.
120 см x 120 см	MA-134-OSPE-006	1 шт.
183 см x 105 см	MA-134-OSPE-007*	1 шт.

* чехол на С-дугу

CAMERA COVER

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ НА ПРОВОДА МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ

Защищает медицинские приборы от повреждений и загрязнений. Благодаря эластичности и мягкости материала, из которого изготовлен чехол, возможна легкая и безопасная манипуляция во время проведения процедуры. Camera Cover - это универсальная защита для всех камер и эндоскопов. Чехол изготовлен из полиэтиленовой пленки, стерилизованный радиационным методом, предлагается в виде рукава размером 15 см x 250 см. Чехол оснащен цветной самоклеящейся лентой и коробочкой с вырезами, благодаря которым может быть просто закреплено на оборудовании.



CAMERA COVER СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
15 см x 250 см	OM-196-MMMM-007	1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОСТАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ РУК СТЕРИЛЬНЫЕ

80 см x 60 см	MA-134-SEWK-003	2 шт.
55 см x 40 см	MA-134-SEVI-001	4 шт.
50 см x 40 см	MA-134-SECE-001	1 шт.
50 см x 40 см	MA-134-SECE-003	2 шт.
50 см x 40 см	MA-134-SECE-002	4 шт.
30 см x 30 см	MA-134-SEWK-002	1 шт.

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

КАРМАНЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С МОДЕЛИРУЕМЫМ ВКЛАДЫШЕМ СТЕРИЛЬНЫЙ

30 см x 20 см	MA-134-KIL2-001	1 шт.
40 см x 30 см	MA-134-KIL2-002	1 шт.

КАРМАН ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С САМОКЛЕЯЩИМСЯ ЗАКРЫТИЕМ СТЕРИЛЬНЫЙ

54 см x 39 см	MA-134-KIPE-001	1 шт.
---------------	-----------------	-------

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ СТЕРИЛЬНЫЕ

50 см x 10 см	MA-134-TAL2-001	1 шт.
90 см x 10 см	MA-134-TATF-001	1 шт.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПЕЛЕНКА SENI SOFT СТЕРИЛЬНАЯ

60 см x 60 см	MA-135-WLOK-102	1 шт.
---------------	-----------------	-------

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

45 см x 50 см	MA-133-NATF-001	в рулоне
50 см x 50 см	MA-135-NATF-002	в рулоне

ПРОСЫТНИ НА СТОЛИК MAYO СТЕРИЛЬНЫЕ

134 см x 75 см	MA-134-SETF-015	1 шт.
145 см x 75 см	MA-134-SEL2-018	1 шт.
145 см x 80 см	MA-134-SEMI-001	1 шт.
145 см x 90 см	MA-134-SEL2-019	1 шт.

размер	цвет	код продукта	единичная упаковка
--------	------	--------------	--------------------

ЧЕХЛЫ НА НОГИ ПАЦИЕНТА СТЕРИЛЬНЫЕ

120 см x 80 см	зеленый	MA-134-POTM-001	2 шт.
	голубой	MA-134-POTM-002	2 шт.
120 см x 45 см	зеленый	MA-134-POTM-003	2 шт.
80 см x 25 см с адгезивным краем	зеленый	MA-134-POTF-001	1 шт.

ЧЕХОЛ НА НОГУ ПАЦИЕНТА НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

220 см x 80 см	зеленый	MA-133-POTM-001	10 шт.
----------------	---------	-----------------	--------

ЧЕХЛЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ДВУМЯ ЗАВЯЗКАМИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

150 см x 10 см	зеленый	MA-133-TUTM-001	100 шт.
	голубой	MA-133-TUTM-002	100 шт.
250 см x 15 см	зеленый	MA-133-TUTM-003	70 шт.

ЧЕХЛЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ДВУМЯ ЗАВЯЗКАМИ СТЕРИЛЬНЫЕ

150 см x 10 см	голубой	MA-134-TUTM-003	1 шт.
	зеленый	MA-134-TUTM-002	1 шт.
	голубой	MA-134-TUTM-005	1 шт.
250 см x 15 см	зеленый	MA-134-TUTM-004	1 шт.
на С-дугу	зеленый	MA-134-TUTM-006	1 шт.
200 см x 32 см	зеленый	MA-134-TUTM-007*	1 шт.

* на древя

Перчатки смотровые и
хирургические



ПЕРЧАТКИ

SURGILEX

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЗ ЛАТЕКСА

Стерильные хирургические перчатки Surgilex и Surgilex PLUS изготовлены из латекса. Имеют анатомическую форму, что облегчает использование перчаток во время инвазивных хирургических манипуляций. Предлагаются в вариантах без талька или с тальком.

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ТАЛЬКА SURGILEX СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
6,0	MA-145-6002-002	50 пар
6,5	MA-145-6502-002	50 пар
7,0	MA-145-7002-002	50 пар
7,5	MA-145-7502-002	50 пар
8,0	MA-145-8002-002	50 пар
8,5	MA-145-8502-002	50 пар
9,0	MA-145-9002-001	50 пар



перчатки хирургические без талька



ПЕРЧАТКИ С ТАЛЬКОМ SURGILEX PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта (R)	код продукта (EO)	единичная упаковка
6,0	NM-145-6002-007	MA-145-6002-005	50 пар
6,5	NM-145-6502-001	MA-145-6502-005	50 пар
7,0	NM-145-7002-001	MA-145-7002-005	50 пар
7,5	NM-145-7502-001	MA-145-7502-005	50 пар
8,0	NM-145-8002-001	MA-145-8002-005	50 пар
8,5	NM-145-8502-001	MA-145-8502-005	50 пар
9,0	NM-145-9002-005	MA-145-9002-003	50 пар



перчатки хирургические с тальком



AMBULEX

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ ИЗ ЛАТЕКСА

Нестерильные, легко припудренные смотровые перчатки, изготовлены из латекса. Предназначены для проведения врачебных исследований, терапевтического осмотра, а также для работы с септическим материалом. Способ упаковки позволяет доставать перчатки из коробки по одной штуке.

Предлагаются в вариантах: без талька или легко припудренные.

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ТАЛЬКА AMBULEX R НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
S	MA-144-S000-006	100 шт.
M	MA-144-M000-006	100 шт.
L	MA-144-L000-006	100 шт.



перчатки смотровые без талька



ПЕРЧАТКИ ЛЕГКО ПРИПУДРЕННЫЕ AMBULEX НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
XS	MA-144-XS00-004	100 шт.
S	MA-144-S000-004	100 шт.
M	MA-144-M000-004	100 шт.
L	MA-144-L000-004	100 шт.
XL	MA-144-XL00-004	100 шт.



перчатки смотровые легко припудренные



ПЕРЧАТКИ

AMBULEX VINYL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ ВИНИЛОВЫЕ

Нестерильные синтетические перчатки смотровые, изготовлены из полихлорвинила. Не содержат в своем составе латекса натурального каучука. Благодаря своему составу и свойствам, перчатки из винила рекомендуется применять для процедур с низким риском заражения, во время которых отсутствует контакт с биологическими жидкостями, кровью и химическими средствами. Упакованы по 100 шт. в коробку-диспенсер, благодаря чему возможно доставать перчатки по одной штуке. Предлагаются перчатки без талька и с тальком.

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ТАЛЬКА AMBULEX VINYL НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
S	MA-144-S000-010	100 шт.
M	MA-144-M000-010	100 шт.
L	MA-144-L000-010	100 шт.

ПЕРЧАТКИ С ТАЛЬКОМ AMBULEX VINYL НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
S	MA-144-S000-009	100 шт.
M	MA-144-M000-009	100 шт.
L	MA-144-L000-009	100 шт.



перчатки смотровые
без талька



перчатки смотровые
с тальком



AMBULEX NITRYL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Нестерильные, синтетические перчатки смотровые, изготовлены из нитрила. Не содержат в своем составе латекса натурального каучука. Перчатки нитриловые обеспечивают комфорт работы подобный перчаткам из латекса. Благодаря своему составу и свойствам могут использоваться в широком диапазоне медицинских процедур. Упакованы по 100 шт. в коробку-диспенсер, благодаря чему возможно доставать перчатки по одной штуке. Предлагаются перчатки без талька и с тальком.

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ТАЛЬКА AMBULEX NITRYL НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
S	MA-144-S000-012	100 шт.
M	MA-144-M000-012	100 шт.
L	MA-144-L000-012	100 шт.

ПЕРЧАТКИ С ТАЛЬКОМ AMBULEX NITRYL НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
S	MA-144-S000-011	100 шт.
M	MA-144-M000-011	100 шт.
L	MA-144-L000-011	100 шт.



перчатки смотровые
без талька



перчатки смотровые
с тальком



Салфетки для брюшной
полости
Abdoma

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ABDOMA

САЛФЕТКИ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Операционные салфетки Abdoma изготовлены из марли, отбеленной без использования хлора. Применяются для осушения операционного поля от большого количества биологических жидкостей. Операционные салфетки, в связи с их универсальным применением в операционных блоках, могут быть снабжены дополнительными элементами, повышающими безопасность их применения, такими как: рентгеноконтрастная нить и лента, дающая возможность прикреплять салфетки вне операционного поля. В стандартном предложении предлагаются салфетки из 17-ниточной марли. Дополнительно доступны 13-, 20- и 28-ниточные варианты.

Предлагаются в стерильном и нестерильном вариантах.



САЛФЕТКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗ 17-НИТОЧНОЙ МАРЛИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
с рентгеноконтрастной нитью		
2-слойная 75 см x 90 см	MA-131-NI02-003	30 шт.
3-слойная 45 см x 45 см	MA-131-NI03-004	45 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-131-NI04-004	10 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-131-NI04-005	30 шт.
4-слойная 50 см x 50 см	MA-131-NI04-006	30 шт.
с лентой		
4-слойная 30 см x 30 см	MA-131-TA04-001	60 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-131-TA04-004	10 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-131-TA04-005	30 шт.
4-слойная 50 см x 50 см	MA-131-TA04-006	30 шт.
6-слойная 45 см x 45 см	MA-131-TA06-001	30 шт.

САЛФЕТКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗ 17-НИТОЧНОЙ МАРЛИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ И ЛЕНТОЙ

3-слойная 45 см x 45 см	MA-131-NT03-004	45 шт.
3-слойная 50 см x 50 см	MA-131-NT03-006	45 шт.
4-слойная 30 см x 45 см	MA-131-NT04-004	45 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-131-NT04-005	10 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-131-NT04-006	30 шт.
4-слойная 50 см x 50 см	MA-131-NT04-007	30 шт.
6-слойная 45 см x 45 см	MA-131-NT06-001	30 шт.

СТАНДАРТНЫЕ

3-слойная 45 см x 70 см	MA-131-ST03-005	30 шт.
4-слойная 30 см x 30 см	MA-131-ST04-001	60 шт.
4-слойная 30 см x 45 см	MA-131-ST04-003	45 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-131-ST04-004	10 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-131-ST04-005	30 шт.
4-слойная 75 см x 90 см	MA-131-ST04-007	15 шт.
6-слойная 45 см x 45 см	MA-131-ST06-001	30 шт.

САЛФЕТКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗ 13-НИТОЧНОЙ МАРЛИ СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ

4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NI04-006	1 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NI04-007	3 шт.

С ЛЕНТОЙ

4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-TA04-007	1 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-TA04-008	3 шт.

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ И ЛЕНТОЙ

4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT04-005	1 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT04-006	3 шт.

САЛФЕТКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗ 17-НИТОЧНОЙ МАРЛИ СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
--------	--------------	--------------------

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ

4-слойная 30 см x 30 см	MA-132-NI04-001	2 шт.
4-слойная 30 см x 40 см	MA-132-NI04-002	3 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NI04-008	2 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NI04-003	5 шт.

С ЛЕНТОЙ

4-слойная 30 см x 30 см	MA-132-TA04-001	2 шт.
4-слойная 30 см x 40 см	MA-132-TA04-002	3 шт.
4-слойная 30 см x 45 см	MA-132-TA04-005	5 шт.
4-слойная 30 см x 45 см	MA-132-TA04-004	10 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-TA04-009	2 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-132-TA04-003	2 шт.
4-слойная 87 см x 90 см	MA-132-TA04-006	1 шт.
4-слойная 87 см x 90 см	MA-132-TA04-013	6 шт.
4-слойная 87 см x 90 см	MA-132-TA04-014	3 шт.

С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ И ЛЕНТОЙ

3-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT03-002	5 шт.
3-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT03-001	10 шт.
4-слойная 30 см x 30 см	MA-132-NT04-001	2 шт.
4-слойная 30 см x 40 см	MA-132-NT04-002	3 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT04-003	3 шт.
4-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT04-004	5 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-132-NT04-008	1 шт.
4-слойная 45 см x 70 см	MA-132-NT04-010	5 шт.
4-слойная 50 см x 50 см	MA-132-NT04-011	3 шт.
4-слойная 50 см x 50 см	MA-132-NT04-012	5 шт.
4-слойная 150 см x 90 см	MA-132-NT04-015	1 шт.
6-слойная 30 см x 30 см	MA-132-NT06-001	3 шт.
6-слойная 45 см x 45 см	MA-132-NT06-002	3 шт.

Мелкий перевязочный
материал
тупфера и сетоны

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

TUPFER

МЕЛКИЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – ТАМПОНЫ

Тампоны изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора. Применяются для остановки кровотечения, осушения и очистки ран. Дополнительно могут применяться для дезинфекции больших поверхностей кожи. В стандартном предложении предлагаются салфетки из 17-ниточной марли. Дополнительно доступны 13-, 20- и 28-ниточные варианты. Предлагаются в стерильном и нестерильном вариантах.

В зависимости от применения предлагаются следующие формы тампонов:



TUPFER AR - ШАРИК



TUPFER BR - ФАСОЛЬКА



TUPFER CR - УСИК



TUPFER DR - ТРЕУГОЛЬНИК



TUPFER ER - НАПЕРСТОК



TUPFER GR - ГОРОШЕК

ТАМПОНЫ ИЗ 17-НИТОЧНОЙ МАРЛИ СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
TUPFER A - ШАРИК		
15 см x 15 см	MA-106-K006-001	2 x 3 шт.
20 см x 20 см	MA-106-K006-002	2 x 3 шт.
30 см x 30 см	MA-106-K020-001	20 шт.
40 см x 40 см	MA-106-K050-004	50 шт.
TUPFER AR - ШАРИК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
30 см x 30 см RTG	MA-106-K020-003	20 шт.
TUPFER B - ФАСОЛЬКА		
15 см x 15 см	MA-106-F003-001	3 шт.
15 см x 15 см	MA-106-F010-001	10 шт.
TUPFER BR - ФАСОЛЬКА С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
15 см x 15 см RTG	MA-106-F010-002	10 шт.
TUPFER CR - УСИК		
15 см x 15 см	MA-106-C010-001	10 шт.
TUPFER D - ТРЕУГОЛЬНИК		
18 см x 18 см	MA-106-R003-001	3 шт.
18 см x 18 см	MA-106-R010-001	10 шт.
TUPFER G - ГОРОШЕК		
12 см x 12 см	MA-106-G005-001	5 шт.
12 см x 12 см	MA-106-G020-001	20 шт.

ТАМПОНЫ ИЗ 17-НИТОЧНОЙ МАРЛИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
TUPFER A - ШАРИК		
15 см x 15 см	MA-106-K500-001	500 шт.
20 см x 20 см	MA-106-K500-002	500 шт.
30 см x 30 см	MA-106-K050-001	50 шт.
50 см x 50 см	MA-106-K025-001	25 шт.
TUPFER AR - ШАРИК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
20 см x 20 см RTG	MA-106-K500-003	500 шт.
TUPFER B - ФАСОЛЬКА		
15 см x 15 см	MA-106-F500-001	500 шт.
TUPFER BR - ФАСОЛЬКА С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
15 см x 15 см RTG	MA-106-F100-001	100 шт.
15 см x 15 см RTG	MA-106-F500-002	500 шт.
TUPFER C - УСИК		
15 см x 15 см	MA-106-C100-001	100 шт.
15 см x 15 см	MA-106-C200-001	200 шт.
TUPFER CR - УСИК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
15 см x 15 см RTG	MA-106-C100-002	100 шт.
15 см x 15 см RTG	MA-106-C200-002	200 шт.
TUPFER D - ТРЕУГОЛЬНИК		
18 см x 18 см	MA-106-R200-003	200 шт.
TUPFER DR - ТРЕУГОЛЬНИК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
18 см x 18 см RTG	MA-106-R100-001	100 шт.
18 см x 18 см RTG	MA-106-R200-002	200 шт.
TUPFER E - НАПЕРСТОК		
82 см x 26 см	MA-106-P025-001	25 шт.
TUPFER ER - НАПЕРСТОК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
82 см x 26 см RTG	MA-106-P025-002	25 шт.
TUPFER G - ГОРОШЕК		
12 см x 12 см	MA-106-G100-001	100 шт.
TUPFER GR - ГОРОШЕК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ		
12 см x 12 см RTG	MA-106-G100-002	100 шт.

SETON

МЕЛКИЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – СЕТОНЫ (ТУРУНДА)

Сетоны изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора. Применяются для осушения и очистки ран.



СЕТОНЫ СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
2 м x 1 см	MA-105-MMMM-004	1 шт.
2 м x 2 см	MA-105-MMMM-005	1 шт.
2 м x 5 см	MA-105-MMMM-007	1 шт.

СЕТОНЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
2 м x 1 см	MA-105-MMMM-001	200 шт.
2 м x 2 см	MA-105-MMMM-002	120 шт.
2 м x 5 см	MA-105-MMMM-003	68 шт.

NEUROCOMPRESS

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

Салфетки Neurocompress изготовлены из 4-слойного нетканого материала, характеризующегося высокими впитывающими свойствами. Имеют прочно прикрепленную нить, контрастирующую в рентгеновских лучах, которая гарантирует быстрое и неинвазивное обнаружение салфетки, оставленной в операционной ране. Нейрохирургические салфетки предназначены для осушения операционного поля от биологических жидкостей во время нейрохирургических операций.



НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ

размер	код продукта	единичная упаковка
25 мм x 75 мм	MA-104-B010-007	25 x 10 шт.
25 мм x 25 мм	MA-104-B010-008	25 x 10 шт.
30 мм x 75 мм	MA-104-B010-009	25 x 10 шт.
20 мм x 50 мм	MA-104-B010-010	25 x 10 шт.
20 мм x 40 мм	MA-104-B010-011	25 x 10 шт.
15 мм x 100 мм	MA-104-B010-021	25 x 10 шт.
15 мм x 15 мм	MA-104-B010-022	25 x 10 шт.
20 мм x 60 мм	MA-104-B010-023	25 x 10 шт.
20 мм x 100 мм	MA-104-B010-024	25 x 10 шт.
25 мм x 90 мм	MA-104-B010-025	25 x 10 шт.
25 мм x 100 мм	MA-104-B010-026	25 x 10 шт.
30 мм x 30 мм	MA-104-B010-027	25 x 10 шт.
30 мм x 50 мм	MA-104-B010-028	25 x 10 шт.
30 мм x 90 мм	MA-104-B010-029	25 x 10 шт.
50 мм x 90 мм	MA-104-B010-030	25 x 10 шт.
10 мм x 100 мм	MA-104-B010-031	25 x 10 шт.
10 мм x 50 мм	MA-104-B010-032	25 x 10 шт.

Повязки стерильные для
фиксации канюль и с
впитывающим вкладышем.

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

CANNULA PLAST

ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАНИЮЛЬ

Основа пластыря Cannula Plast изготовлена из мягкого эластичного нетканого материала, который превосходно крепится на коже пациента. Cannula Plast имеет специальный надрез для иглы, благодаря которому повязка легко и быстро крепится.



Упаковка содержит дополнительную впитывающую прокладку под каниюлю. Повязка обладает влаго- и воздухопроницаемыми свойствами. Обеспечивает быстрое, стабильное и надежное крепление и предохраняет каниюлю в области прокола кожи. Защитные свойства повязки минимизируют риск случайного загрязнения.

CANNULA PLAST СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
5,8 см x 8 см	MA-161-MMMM-038	50 шт.
7,2 см x 5 см	MA-161-MMMM-069	50 шт.

FIXOPORE S

ПОВЯЗКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ВПИТЫВАЮЩИМ ВКЛАДЫШЕМ

Основа пластыря Fixopore S из белого эластичного нетканого материала, благодаря которому повязка легко укладывается даже на округлых и подвижных частях тела и не ограничивает свободы движения пациента. Микропористая структура повязки позволяет коже свободно дышать. Прокладка, находящаяся в центральной части повязки, обладает высокими впитывающими свойствами, а сторона, прилегающая к ране, покрыта микросетью, препятствующей прилипанию повязки к ране и послеоперационным швам. Акриловый клей, применяемый в данном изделии, не вызывает раздражения кожи. Повязка снимается, не оставляя следов на коже пациента. Края повязки имеют закругленную форму, благодаря чему она не отклеивается. Защитная бумага имеет широкую закладку, благодаря чему повязку удобно накладывать даже в перчатках.

Применение:

- для перевязки ран после операции, для обработки ран и ссадин.



FIXOPORE S СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
7,2 см x 5 см	MA-161-MMMM-040	100 шт.
10 см x 6 см	MA-161-MMMM-090	3 шт.
10 см x 6 см	MA-161-MMMM-042	50 шт.
10 см x 8 см	MA-161-MMMM-091	3 шт.
10 см x 8 см	MA-161-MMMM-043	50 шт.
15 см x 8 см	MA-161-MMMM-041	50 шт.
20 см x 10 см	MA-161-MMMM-044	50 шт.
25 см x 10 см	MA-161-MMMM-045	25 шт.
30 см x 10 см	MA-161-MMMM-046	25 шт.
35 см x 10 см	MA-161-MMMM-047	25 шт.

FIXOPORE S ОВАЛЬНАЯ

ПОВЯЗКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ВПИТЫВАЮЩИМ ВКЛАДЫШЕМ, ОВАЛЬНАЯ



Основа пластыря Fixopore S из белого эластичного нетканого материала, благодаря которому повязка легко укладывается на лице. Прокладка, находящаяся в центральной части повязки, покрыта микросетью, защищающей глаз от приклеивания.

FIXOPORE S ОВАЛЬНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
6,5 см x 9,5 см	MA-161-MMMM-063	50 шт.

Дополнительные изделия для стоматологии



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


MATO DENT NORMAL

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СПЛЮНЯВЧИКИ

Однослойный стоматологический слюнявчик, изготовленный из полиэтиленовой пленки, отлично защищает от промокания. Изделие можно завязывать на шее пациента благодаря вырезу и специально обработанной кромке. Слюнявчики оформлены для применения в виде рулонов по 100 штук. Отрывание отдельного слюнявчика облегчает перфорация. Предлагаются зеленого цвета.

Применение:

- рекомендуются для защиты больших поверхностей от промокания, например, во время удаления зубного камня, полировки или экстракции зуба.



MATO DENT NORMAL НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	количество штук в рулоне / упаковке	единичная упаковка
85 см x 56 см	NM-981-MMMM-335	100	6 шт.


MATO DENT PLUS

ОДНОРАЗОВЫЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СПЛЮНЯВЧИКИ

Стоматологический слюнявчик, изготовленный из двух слоев тонкой бумаги, обеспечивающей хорошую впитываемость, и полиэтиленовой пленки, защищающей от промокания. Имеется возможность закрепления на шее пациента благодаря двум специальным завязкам. Слюнявчики оформлены для применения в виде рулонов по 30 штук. Отрывание отдельного слюнявчика облегчает перфорация. Предлагаются зеленого цвета.

Применение:

- особенно рекомендуются для стоматологических процедур с повышенным количеством отделяемой жидкости.



MATO DENT PLUS НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	количество штук в рулоне / упаковке	единичная упаковка
65 см x 51 см	NM-981-MMMM-336	30	9 шт.



MATO DENT CLASSIC

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

Бумажно-пленочная стоматологическая салфетка, изготовленная из двух слоев тонкой бумаги и слоя полиэтиленовой пленки. Салфетки оформлены для применения в виде рулонов по 40 штук. Отрывание отдельной салфетки облегчает перфорация. В предложении имеются также салфетки уложенные по 80 штук в упаковке. Предлагаются зеленого цвета.

MATO DENT CLASSIC НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	количество штук в рулоне / упаковке	единичная упаковка
48 см x 33 см	NM-133-MMMM-013	40	10 шт.
48 см x 33 см	NM-133-MMMM-014	80	6 шт.



Целлюлозно- полиэтиленовые защитные подстилки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


MATO PRO

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОДСТИЛКИ

Гигиенические одноразовые защитные подстилки, изготовленные из двух слоев тонкой бумаги, обеспечивающей высокую впитываемость. Дополнительно бумага покрыта полиэтиленовой пленкой, защищающей от промокания. Подстилки сформированы для применения в виде рулонов с перфорацией через каждые 50, 80, 160 см. Перфорация позволяет отрывать листы по одному от рулона. Подстилки MATO PRO доступны зеленого цвета, в стерильном варианте, в виде рулонов с перфорацией или изделия, сложенного в листы.

Применение:

- применяются в качестве покрытия для кушеток, гинекологических кресел, поверхностей.



MATO PRO НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

код продукта	размер	описание	кол. шт. в рулоне / в упаковке	кол. шт. в заводной упаковке
NM-133-MMMM-001	33 см x 50 см	подстилка в рулоне с перфорацией	50	12
NM-133-MMMM-005	51 см x 50 см	сложенная подстилка в рулоне с перфорацией	40	9
NM-133-MMMM-007	51 см x 80 см	сложенная подстилка в рулоне с перфорацией	25	9
NM-133-MMMM-003	51 см x 160 см	сложенная подстилка в рулоне с перфорацией	12	9
NM-133-MMMM-006	51 см x 50 см	подстилка в рулоне с перфорацией (для кушеток)	80	6
NM-133-MMMM-008	51 см x 80 см	подстилка в рулоне с перфорацией (для кушеток)	50	6
NM-133-MMMM-004	51 см x 160 см	подстилка в рулоне с перфорацией (для кушеток)	25	6
NM-133-MMMM-002	51 см x 40 м	подстилка в рулоне без перфорации (для кушеток)	1	6
NM-133-MMMM-010	33 см x 50 см	сложенная подстилка	50	12

Гипсовые бинты,
лонгеты, подкладки под
гипсовые бинты

ГИПСОВЫЕ БИНТЫ И ЛОНГЕТЫ

GIPSET

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ И 4-СЛОЙНАЯ ГИПСОВАЯ ПОВЯЗКА

Быстросхватывающий гипсовый бинт Gipset характеризуется высоким качеством потребительских параметров. Благодаря короткому времени схватывания, он незаменим там, где необходимо немедленное придание неподвижности, например, во время манипуляций, проводимых в операционном блоке. Время схватывания 3-3,5 минут.



Новинкой в предложении являются цветные гипсовые бинты Gipset.

Предлагаемые цвета: розовый и голубой.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ GIPSET

размер	код продукта	единичная упаковка
8 см x 200 см	MA-171-TRAD-001	2 шт.
6 см x 300 см	MA-171-TRAD-018	2 шт.
8 см x 300 см	MA-171-TRAD-019	2 шт.
10 см x 300 см	MA-171-TRAD-020	2 шт.
12 см x 300 см	MA-171-TRAD-021	2 шт.
15 см x 300 см	MA-171-TRAD-022	2 шт.
20 см x 300 см	MA-171-TRAD-023	2 шт.
15 см x 400 см	MA-171-TRAD-024	2 шт.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ GIPSET

размер	код продукта	единичная упаковка
розовый		
10 см x 300 см	MA-171-TRAD-033	2 шт.
12 см x 300 см	MA-171-TRAD-034	2 шт.
15 см x 300 см	MA-171-TRAD-035	2 шт.
голубой		
10 см x 300 см	MA-171-TRAD-036	2 шт.
12 см x 300 см	MA-171-TRAD-037	2 шт.
15 см x 300 см	MA-171-TRAD-038	2 шт.

Быстросхватывающий гипсовый бинт Gipset LONGETA - это перевязочный материал, предназначенный для создания гипсовых лонгет и дополнительных укреплений гипсовой повязки любой длины. Это 4-слойный бинт длиной 10 или 20 метров. Наличие слоев облегчает процесс моделирования гипсовой оболочки, без необходимости укладывания слоев традиционного бинта. Благодаря использованию составных компонентов самого высокого качества, лонгета позволяет накладывать повязку с прочной, устойчивой к появлению трещин, поверхностью белого цвета. Время схватывания около 3-3,5 минут.



4-СЛОЙНАЯ GIPSET LONGETA

размер	код продукта	единичная упаковка
10 см x 10 м	MA-171-LONG-001	1 шт.
15 см x 10 м	MA-171-LONG-004	1 шт.
10 см x 20 м	MA-171-LONG-002	1 шт.
12 см x 20 м	MA-171-LONG-003	1 шт.
15 см x 20 м	MA-171-LONG-005	1 шт.
20 см x 20 м	MA-171-LONG-006	1 шт.

PREGIPS S и PREGIPS 6

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЕ ГИПСОВЫЕ БИНТЫ И 4-СЛОЙНАЯ ГИПСОВАЯ ПОВЯЗКА

Быстрозастывающие гипсовые бинты Pregips S и Pregips 6 - это перевязочные материалы, предназначенные для травматологии и ортопедии, применяются для иммобилизации различных видов переломов и коррекции деформаций. Предлагается также 4-слойная гипсовая повязка Pregips S-LONGETA. Время схватывания около 5 - 6 минут.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ PREGIPS S

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 300 см	MA-171-TRAD-042	2 шт.
8 см x 300 см	MA-171-TRAD-043	2 шт.
10 см x 300 см	MA-171-TRAD-044	2 шт.
12 см x 300 см	MA-171-TRAD-045	2 шт.
14 см x 300 см	MA-171-TRAD-050	2 шт.
15 см x 300 см	MA-171-TRAD-046	2 шт.
20 см x 300 см	MA-171-TRAD-048	2 шт.
15 см x 400 см	MA-171-TRAD-047	2 шт.
20 см x 400 см	MA-171-TRAD-049	2 шт.

4-СЛОЙНАЯ ГИПСОВАЯ ПОВЯЗКА PREGIPS S-LONGETA

10 см x 20 м	MA-171-LONG-012	1 шт.
15 см x 20 м	MA-171-LONG-015	1 шт.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ PREGIPS 6

6 см x 300 см	MA-171-TRAD-R09	2 шт.
8 см x 300 см	MA-171-TRAD-R08	2 шт.
10 см x 300 см	MA-171-TRAD-R02	2 шт.
12 см x 300 см	MA-171-TRAD-R06	2 шт.
15 см x 300 см	MA-171-TRAD-R12	2 шт.
15 см x 400 см	MA-171-TRAD-R14	2 шт.
20 см x 300 см	MA-171-TRAD-R15	2 шт.
20 см x 400 см	MA-171-TRAD-R16	2 шт.



PREGIPS 12


МЕДЛЕННОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ

Медленнозастывающий гипсовый бинт PREGIPS 12 особенно рекомендуется для наложения больших гипсовых повязок, состоящих из нескольких гипсовых слоев. Соответственно, более длительное время застывания бинта (12 минут) гарантирует полное и крепкое схватывание слоев гипсовой повязки, а также удобство работы медицинского персонала.

МЕДЛЕННОСХВАТЫВАЮЩИЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 300 см	MA-171-TRAD-027	2 шт.
8 см x 300 см	MA-171-TRAD-028	2 шт.
10 см x 300 см	MA-171-TRAD-007	2 шт.
12 см x 300 см	MA-171-TRAD-010	2 шт.
15 см x 300 см	MA-171-TRAD-011	2 шт.
20 см x 300 см	MA-171-TRAD-026	2 шт.
15 см x 400 см	MA-171-TRAD-013	2 шт.
20 см x 400 см	MA-171-TRAD-017	2 шт.





ПОДКЛАДКИ ПОД ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ

MATOSOFT

подкладка под гипсовую повязку

Отлично выстилает изнутри гипсовую повязку, защищая кожу пациента от температуры, давления и неровностей со стороны бинта. Уменьшает риск возможных потертостей и раздражений. Благодаря мягкой и пушистой структуре отлично прилегает к коже пациента, обеспечивая комфорт применения.

MATOSOFT NATURAL

подкладка под гипсовую повязку из вискозы

Натуральная подкладка под гипсовую повязку, благодаря своим впитывающим свойствам, особенно рекомендуется для применения с традиционными гипсовыми повязками, абсорбирует пот и влагу.




ПОДКЛАДКА ПОД ГИПСОВУЮ ПОВЯЗКУ ИЗ ВИСКОЗЫ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 300 см	MA-173-BAWE-005	12 шт.
10 см x 300 см	MA-173-BAWE-001	12 шт.
12 см x 300 см	MA-173-BAWE-002	12 шт.
15 см x 300 см	MA-173-BAWE-003	12 шт.
20 см x 300 см	MA-173-BAWE-004	12 шт.
25 см x 300 см	MA-173-BAWE-006	12 шт.

MATOSOFT SYNTHETIC

подкладка под гипсовую повязку СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Синтетическая подкладка под гипсовую повязку не впитывает влагу, особенно рекомендуется для применения вместе с синтетическими иммобилизирующими повязками.



ПОДКЛАДКА ПОД ГИПСОВУЮ ПОВЯЗКУ СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
6 см x 300 см	MA-173-SYNT-008	12 шт.
10 см x 300 см	MA-173-SYNT-012	12 шт.
12 см x 300 см	MA-173-SYNT-011	12 шт.
15 см x 300 см	MA-173-SYNT-010	12 шт.
20 см x 300 см	MA-173-SYNT-009	12 шт.
25 см x 300 см	MA-173-SYNT-007	12 шт.

ТРУБЧАТЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БИНТЫ

TUBULA

ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ

Трубчатые ортопедические бинты Tubula и Tubula COTTON рекомендуется использовать в качестве подкладок под иммобилизирующие натуральные и синтетические повязки. Вместе с подгипсовыми подкладками Matosoft полностью защищают кожу пациента от внешних факторов, например, от давления повязки и от возможного возникновения ссадин.

TUBULA COTTON

ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ ИЗ ХЛОПКА

Хлопковый ортопедический бинт Tubula COTTON применяется как часть подгипсовой подкладки. Особенно рекомендуется применять под традиционные гипсовые бинты. Вместе с подгипсовой подкладкой Matosoft NATURAL полностью защищает кожу пациента от раздражения и высокой температуры при наложении гипсового бинта. Рукав также защищает кожу пациента от возможных повреждений об край гипсовой повязки. Впитывает пот и влагу.

ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ ИЗ ХЛОПКА НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
7 см x 6 м	MA-172-BAWE-002	1 шт.
10 см x 6 м	MA-172-BAWE-003	1 шт.
7 см x 20 м	MA-172-BAWE-004	1 шт.
10 см x 20 м	MA-172-BAWE-005	1 шт.
15 см x 20 м	MA-172-BAWE-006	1 шт.



TUBULA

ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

Синтетический ортопедический рукав Tubula рекомендуется применять в качестве подкладки под синтетическую иммобилизирующую повязку. Вместе с подгипсовым бинтом Matosoft SYNTHETIC полностью защищает кожу пациента от влияния внешних факторов, например, от давления повязки и от возникновения ссадин. Рукав также защищает кожу пациента от возможных повреждений об острый край гипсовой повязки, значительно повышает комфорт и безопасность применения гипсовой повязки. Tubula не впитывает влагу. Прилегает к коже оставляя ее сухой и чистой.

ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

размер	код продукта	единичная упаковка
7 см x 10 м	MA-172-SYNT-001	1 шт.
10 см x 10 м	MA-172-SYNT-002	1 шт.
15 см x 10 м	MA-172-SYNT-003	1 шт.



Упаковка для
стерилизации ТМ «ВОМ»

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ



БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ

Пакеты и рулоны являются новым поколением бумажно-плёночных упаковок. Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, а также формальдегидом. Для всех видов пакетов и рулонов химические индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом этилена помещены между слоями пленки. В группе среди плоских бумажно-плёночных упаковок предлагаются:

- пакеты и рулоны с тремя индикаторами стерилизации - водяным паром, оксидом этилена, и формальдегидом, причем индикатор стерилизации формальдегидом помещен на бумаге в области сварного шва под пленкой.
- пакеты и рулоны с двумя индикаторами стерилизации - водяным паром и оксидом этилена; этот вид упаковки, при применении соответствующего индикатора, может применяться также для формальдегидной стерилизации.



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ (STEAM, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
50 мм x 100 м	OM-194-FPPA-001	1 шт.
75 мм x 100 м	OM-194-FPPA-002	1 шт.
90 мм x 100 м	OM-194-FPPA-003	1 шт.
100 мм x 100 м	OM-194-FPPA-004	1 шт.
120 мм x 100 м	OM-194-FPPA-005	1 шт.
150 мм x 100 м	OM-194-FPPA-006	1 шт.
250 мм x 100 м	OM-194-FPPA-007	1 шт.
270 мм x 100 м	OM-194-FPPA-008	1 шт.
320 мм x 100 м	OM-194-FPPA-009	1 шт.
420 мм x 100 м	OM-194-FPPA-010	1 шт.
50 мм x 200 м	OM-194-FPPA-011	1 шт.
75 мм x 200 м	OM-194-FPPA-012	1 шт.
100 мм x 200 м	OM-194-FPPA-013	1 шт.
120 мм x 200 м	OM-194-FPPA-014	1 шт.
150 мм x 200 м	OM-194-FPPA-015	1 шт.
200 мм x 200 м	OM-194-FPPA-016	1 шт.
250 мм x 200 м	OM-194-FPPA-017	1 шт.
300 мм x 200 м	OM-194-FPPA-018	1 шт.
380 мм x 200 м	OM-194-FPPA-019	1 шт.
500 мм x 200 м	OM-194-FPPA-020	1 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ

Высокая прочность упаковок достигается благодаря применению ламината из пленки с высокой устойчивостью к разрывам, а также медицинской бумаге с повышенной влажностойкостью (плотность 60 г/м²). Легкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержание упаковки.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ ПЛОСКОЕ (STEAM, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
50 мм x 250 мм	OM-191-FPPA-107	100 шт.
75 мм x 150 мм	OM-191-FPPA-108	100 шт.
75 мм x 200 мм	OM-191-FPPA-109	100 шт.
75 мм x 250 мм	OM-191-FPPA-110	100 шт.
75 мм x 300 мм	OM-191-FPPA-111	100 шт.
100 мм x 150 мм	OM-191-FPPA-112	100 шт.
100 мм x 200 мм	OM-191-FPPA-113	100 шт.
100 мм x 250 мм	OM-191-FPPA-114	100 шт.
100 мм x 300 мм	OM-191-FPPA-115	100 шт.
100 мм x 350 мм	OM-191-FPPA-116	100 шт.
100 мм x 400 мм	OM-191-FPPA-117	100 шт.
120 мм x 200 мм	OM-191-FPPA-118	100 шт.
120 мм x 250 мм	OM-191-FPPA-119	100 шт.
120 мм x 300 мм	OM-191-FPPA-120	100 шт.
120 мм x 400 мм	OM-191-FPPA-121	100 шт.
150 мм x 200 мм	OM-191-FPPA-122	100 шт.
150 мм x 300 мм	OM-191-FPPA-123	100 шт.
150 мм x 380 мм	OM-191-FPPA-124	100 шт.
160 мм x 200 мм	OM-191-FPPA-125	100 шт.
160 мм x 220 мм	OM-191-FPPA-126	100 шт.
160 мм x 340 мм	OM-191-FPPA-127	100 шт.
210 мм x 400 мм	OM-191-FPPA-128	100 шт.
210 мм x 280 мм	OM-191-FPPA-129	100 шт.
210 мм x 350 мм	OM-191-FPPA-130	100 шт.
250 мм x 380 мм	OM-191-FPPA-131	100 шт.
250 мм x 500 мм	OM-191-FPPA-132	100 шт.
270 мм x 350 мм	OM-191-FPPA-133	100 шт.
270 мм x 450 мм	OM-191-FPPA-134	100 шт.
320 мм x 500 мм	OM-191-FPPA-135	100 шт.
420 мм x 500 мм	OM-191-FPPA-136	100 шт.
420 мм x 600 мм	OM-191-FPPA-137	100 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ ПЛОСКОЕ (STEAM, EO, FORM)

размер	код продукта	единичная упаковка
75 мм x 150 мм	OM-191-FPPF-001	3000 шт.
75 мм x 250 мм	OM-191-FPPF-002	1500 шт.
75 мм x 300 мм	OM-191-FPPF-003	1500 шт.
100 мм x 150 мм	OM-191-FPPF-004	2000 шт.
100 мм x 200 мм	OM-191-FPPF-005	1500 шт.
100 мм x 250 мм	OM-191-FPPF-006	1500 шт.
100 мм x 300 мм	OM-191-FPPF-007	1500 шт.
150 мм x 200 мм	OM-191-FPPF-008	2000 шт.
150 мм x 300 мм	OM-191-FPPF-009	1000 шт.
150 мм x 380 мм	OM-191-FPPF-010	1000 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ РУЛОНЫ ПЛОСКОЕ (STEAM, EO, FORM)

размер	код продукта	единичная упаковка
50 мм x 200 м	OM-194-FPPF-001	7 шт.
75 мм x 200 м	OM-194-FPPF-002	5 шт.
100 мм x 200 м	OM-194-FPPF-003	4 шт.
150 мм x 200 м	OM-194-FPPF-004	3 шт.
200 мм x 200 м	OM-194-FPPF-005	2 шт.
250 мм x 200 м	OM-194-FPPF-006	2 шт.
300 мм x 200 м	OM-194-FPPF-007	1 шт.
380 мм x 200 м	OM-194-FPPF-008	1 шт.
420 мм x 200 м	OM-194-FPPF-009	1 шт.
120 мм x 200 м	OM-194-FPPF-010	3 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ

ВОЖ

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ

Мы предлагаем специальную упаковку, в которой медицинское изделие может подвергаться радиационной стерилизации ускоренными электронами, гамма излучением или оксидом этилена. Стандартное предложение - это упаковка в виде пакетов и плоских рулонов, изготовленных из бумаги и прозрачного пленочного ламината - сырья наивысшего качества, предназначенного для этих видов стерилизации.

■ Пакеты и рулоны без индикаторов - для радиационной стерилизации и стерилизации оксидом этилена при применении дополнительных индикаторов стерилизации, соответствующих данной методике.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ ПЛОСКИЕ (R, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
50 мм x 250 мм	OM-191-FPPR-002	2000 шт.
75 мм x 150 мм	OM-191-FPPR-003	3000 шт.
75 мм x 200 мм	OM-191-FPPR-004	2000 шт.
75 мм x 250 мм	OM-191-FPPR-005	1500 шт.
75 мм x 300 мм	OM-191-FPPR-006	1500 шт.
100 мм x 150 мм	OM-191-FPPR-007	2000 шт.
100 мм x 200 мм	OM-191-FPPR-008	1500 шт.
100 мм x 250 мм	OM-191-FPPR-009	1500 шт.
100 мм x 300 мм	OM-191-FPPR-010	1500 шт.
100 мм x 350 мм	OM-191-FPPR-011	1500 шт.
100 мм x 400 мм	OM-191-FPPR-012	1500 шт.
120 мм x 200 мм	OM-191-FPPR-013	2000 шт.
120 мм x 250 мм	OM-191-FPPR-014	1000 шт.
120 мм x 300 мм	OM-191-FPPR-015	1000 шт.
120 мм x 400 мм	OM-191-FPPR-016	1000 шт.
150 мм x 200 мм	OM-191-FPPR-017	2000 шт.
150 мм x 300 мм	OM-191-FPPR-018	1000 шт.
150 мм x 380 мм	OM-191-FPPR-019	1000 шт.
160 мм x 200 мм	OM-191-FPPR-020	1500 шт.
160 мм x 220 мм	OM-191-FPPR-021	1500 шт.
160 мм x 340 мм	OM-191-FPPR-022	1000 шт.
210 мм x 400 мм	OM-191-FPPR-023	1000 шт.
210 мм x 280 мм	OM-191-FPPR-024	2000 шт.
210 мм x 350 мм	OM-191-FPPR-025	1500 шт.
250 мм x 380 мм	OM-191-FPPR-026	1000 шт.
250 мм x 500 мм	OM-191-FPPR-027	500 шт.
270 мм x 350 мм	OM-191-FPPR-028	1000 шт.
270 мм x 450 мм	OM-191-FPPR-029	1000 шт.
320 мм x 500 мм	OM-191-FPPR-030	500 шт.
420 мм x 500 мм	OM-191-FPPR-031	500 шт.
420 мм x 600 мм	OM-191-FPPR-032	500 шт.



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ (R, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
50 мм x 100 м	OM-194-FPPR-001	8 шт.
75 мм x 100 м	OM-194-FPPR-002	5 шт.
100 мм x 100 м	OM-194-FPPR-003	4 шт.
120 мм x 100 м	OM-194-FPPR-004	3 шт.
150 мм x 100 м	OM-194-FPPR-005	4 шт.
250 мм x 100 м	OM-194-FPPR-006	2 шт.
270 мм x 100 м	OM-194-FPPR-007	2 шт.
320 мм x 100 м	OM-194-FPPR-008	2 шт.
420 мм x 100 м	OM-194-FPPR-009	1 шт.
50 мм x 200 м	OM-194-FPPR-010	7 шт.
75 мм x 200 м	OM-194-FPPR-011	5 шт.
100 мм x 200 м	OM-194-FPPR-012	4 шт.
120 мм x 200 м	OM-194-FPPR-013	3 шт.
150 мм x 200 м	OM-194-FPPR-014	3 шт.
200 мм x 200 м	OM-194-FPPR-015	2 шт.
250 мм x 200 м	OM-194-FPPR-016	2 шт.
300 мм x 200 м	OM-194-FPPR-017	1 шт.
380 мм x 200 м	OM-194-FPPR-018	1 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ СО СКЛАДКОЙ

ВОИ

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ СО СКЛАДКОЙ

Пакеты и рулоны предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Для всех видов пакетов и рулонов химические индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом азота помещены между слоями пленки. Предлагаются следующие варианты продукции:

- пакеты и рулоны с тремя индикаторами стерилизации - водяным паром, оксидом этилена, и формальдегидом, причем индикатор стерилизации формальдегидом помещен на бумаге в области сварного шва под пленкой;
- пакеты и рулоны с двумя индикаторами стерилизации - водяным паром и оксидом этилена; этот вид упаковки, при применении соответствующего индикатора, может применяться также для формальдегидной стерилизации.

Преимущества:

- Складка позволяет использовать упаковки для объемных предметов.
- Прозрачная ламинированная пленка позволяет легко идентифицировать содержимое.
- Широкий выбор размеров рулонов и пакетов позволяет легко подобрать соответствующую упаковку.



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ СО СКЛАДКОЙ (STEAM, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
75 мм x 250 мм x 30 мм	OM-191-FPFA-010	100 шт.
75 мм x 300 мм x 30 мм	OM-191-FPFA-011	100 шт.
100 мм x 300 мм x 40 мм	OM-191-FPFA-012	100 шт.
150 мм x 380 мм x 50 мм	OM-191-FPFA-013	100 шт.
160 мм x 360 мм x 50 мм	OM-191-FPFA-014	100 шт.
200 мм x 400 мм x 50 мм	OM-191-FPFA-015	100 шт.
320 мм x 500 мм x 60 мм	OM-191-FPFA-016	100 шт.
420 мм x 600 мм x 90 мм	OM-191-FPFA-017	100 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ РУЛОНЫ СО СКЛАДКОЙ (STEAM, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
100 мм x 40 мм x 66 м	OM-194-FPFA-001	1 шт.
160 мм x 50 мм x 66 м	OM-194-FPFA-002	1 шт.
200 мм x 50 мм x 66 м	OM-194-FPFA-003	1 шт.
270 мм x 60 мм x 66 м	OM-194-FPFA-004	1 шт.
320 мм x 60 мм x 66 м	OM-194-FPFA-005	1 шт.
420 мм x 90 мм x 66 м	OM-194-FPFA-006	1 шт.
75 мм x 25 мм x 100 м	OM-194-FPFA-007	1 шт.
100 мм x 40 мм x 100 м	OM-194-FPFA-008	1 шт.
150 мм x 50 мм x 100 м	OM-194-FPFA-009	1 шт.
200 мм x 50 мм x 100 м	OM-194-FPFA-010	1 шт.
250 мм x 60 мм x 100 м	OM-194-FPFA-011	1 шт.
300 мм x 60 мм x 100 м	OM-194-FPFA-012	1 шт.
380 мм x 80 мм x 100 м	OM-194-FPFA-013	1 шт.
420 мм x 90 мм x 100 м	OM-194-FPFA-014	1 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПАКЕТЫ СО СКЛАДКОЙ (STEAM, EO, FORM)

размер	код продукта	единичная упаковка
75 мм x 250 мм x 30 мм	OM-191-FPFF-001	1000 шт.
75 мм x 300 мм x 30 мм	OM-191-FPFF-002	1000 шт.
100 мм x 300 мм x 40 мм	OM-191-FPFF-003	1000 шт.
150 мм x 380 мм x 50 мм	OM-191-FPFF-004	500 шт.
160 мм x 360 мм x 50 мм	OM-191-FPFF-005	500 шт.
200 мм x 400 мм x 50 мм	OM-191-FPFF-006	600 шт.
320 мм x 500 мм x 60 мм	OM-191-FPFF-007	500 шт.
420 мм x 600 мм x 90 мм	OM-191-FPFF-008	500 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ РУЛОНЫ СО СКЛАДКОЙ (STEAM, EO, FORM)

размер	код продукта	единичная упаковка
75 мм x 25 мм x 100 м	OM-194-FPFF-001	5 шт.
100 мм x 40 мм x 100 м	OM-194-FPFF-002	4 шт.
150 мм x 50 мм x 100 м	OM-194-FPFF-003	2 шт.
200 мм x 50 мм x 100 м	OM-194-FPFF-004	2 шт.
250 мм x 60 мм x 100 м	OM-194-FPFF-005	2 шт.
300 мм x 60 мм x 100 м	OM-194-FPFF-006	1 шт.
380 мм x 80 мм x 100 м	OM-194-FPFF-007	1 шт.
420 мм x 90 мм x 100 м	OM-194-FPFF-008	1 шт.

РУЛОНЫ TYVEK®-ПЛЕНКА ПЛОСКИЕ

ВОЖ

РУЛОНЫ TYVEK®-ПЛЕНКА ПЛОСКИЕ

Преимущества:

- Возможность эффективной и легкой упаковки.
- Являются отличным барьером для микроорганизмов.
- Очень прочный материал, устойчив к разрывам и проколам.
- Сварной шов состоит из нескольких отдельных полос, что обеспечивает его высокую прочность.
- Удобное открывание упаковки с возможностью асептической выемки материалов.
- Наличие напечатанного индикатора плазменной стерилизации (VH202), который изменяет цвет с голубо-фиолетового на розовый после процесса стерилизации.
- Плотное закрывание упаковок.

Индикатор плазменной стерилизации с описанием.



Срок годности: 3 года
с даты изготовления,
указанной на упаковке.

РУЛОНЫ TYVEK®-ПЛЕНКА ПЛОСКИЕ, 100 м (VH202)

размер	код продукта	единичная упаковка
50 мм	OM-194-TYPA-001	6 шт.
75 мм	OM-194-TYPA-002	4 шт.
100 мм	OM-194-TYPA-003	3 шт.
150 мм	OM-194-TYPA-004	2 шт.
200 мм	OM-194-TYPA-005	2 шт.
250 мм	OM-194-TYPA-006	2 шт.
300 мм	OM-194-TYPA-010	1 шт.
350 мм	OM-194-TYPA-007	1 шт.
420 мм	OM-194-TYPA-008	1 шт.
500 мм	OM-194-TYPA-009	1 шт.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПАКЕТЫ ПАКЕТЫ ПЛЕНКА-НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

ВОЖ

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПАКЕТЫ

Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, а также формальдегидом (при использовании соответствующего индикатора). Между слоями пленки имеются индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом этилена. Благодаря выступающей бумажной части с нанесенным слоем клея, для закрытия пакетов не нужна сварочная машина.

Преимущества:

- Прозрачная ламинированная пленка позволяет легко идентифицировать стерилизуемый материал.
- Перфорация облегчает клеевое закрытие упаковки.
- Наличие безопасно расположенных индикаторов стерилизации между слоями пленки.

БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПАКЕТЫ (STEAM, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
100 мм x 200 мм	OM-191-FPSA-021	100 шт.
100 мм x 250 мм	OM-191-FPSA-022	100 шт.
130 мм x 250 мм	OM-191-FPSA-023	100 шт.
130 мм x 350 мм	OM-191-FPSA-024	100 шт.
200 мм x 350 мм	OM-191-FPSA-025	100 шт.
300 мм x 390 мм	OM-191-FPSA-026	100 шт.
250 мм x 400 мм	OM-191-FPSA-028	100 шт.
300 мм x 450 мм	OM-191-FPSA-029	100 шт.



Срок годности: 3 года
с даты изготовления,
указанной на упаковке.

ВОЖ

ПАКЕТЫ ПЛЕНКА-НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

Эти пакеты рекомендованы для упаковки тяжелых и больших по объему изделий, например, наборов инструментов, белья. В пакетах одна сторона изготовлена из голубого нетканого материала высокого качества плотностью 60 г/м². Пакеты подходят для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, а также формальдегидом (при применении соответствующего индикатора). Для всех видов пакетов и рулонов химические индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом этилена помещены между слоями пленки.

ПАКЕТЫ ПЛЕНКА-НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ (STEAM, EO)

размер	код продукта	единичная упаковка
210 мм x 420 мм	OM-191-FWPA-008	1000 шт.
270 мм x 350 мм	OM-191-FWPA-009	1000 шт.
270 мм x 450 мм	OM-191-FWPA-010	500 шт.
320 мм x 500 мм	OM-191-FWPA-011	500 шт.
420 мм x 600 мм	OM-191-FWPA-012	500 шт.
480 мм x 640 мм	OM-191-FWPA-013	500 шт.
480 мм x 750 мм	OM-191-FWPA-014	500 шт.



Срок годности: 3 года
с даты изготовления,
указанной на упаковке.

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ СО СКЛАДКОЙ

ВОИ

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ СО СКЛАДКОЙ

Изготовлены из медицинской бумаги плотностью 60 г/м², пористые, обеспечивают оптимальное проникновение стерилизующего фактора. Данные пакеты имеют складку, которая позволяет стерилизовать объемные предметы. Закрывание пакета выполняется при помощи сварочной машины, благодаря наличию термозапаивающего лака на его внутреннем крае. Бумажные пакеты предназначены для стерилизации водяным паром, имеют химический индикатор стерилизации этим методом.



Срок годности: 3 года
с даты изготовления,
указанной на упаковке.

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ СО СКЛАДКОЙ (STEAM)

размер	код продукта	единичная упаковка
90 мм x 125 мм x 50 мм	OM-191-PPFB-019	100 шт.
110 мм x 190 мм x 30 мм	OM-191-PPFB-020	100 шт.
125 мм x 250 мм x 50 мм	OM-191-PPFB-021	100 шт.
140 мм x 250 мм x 75 мм	OM-191-PPFB-022	100 шт.
140 мм x 330 мм x 50 мм	OM-191-PPFB-023	100 шт.
160 мм x 390 мм x 40 мм	OM-191-PPFB-024	100 шт.
180 мм x 380 мм x 95 мм	OM-191-PPFB-025	100 шт.
250 мм x 380 мм x 100 мм	OM-191-PPFB-027	100 шт.
300 мм x 530 мм x 75 мм	OM-191-PPFB-030	100 шт.
380 мм x 610 мм x 125 мм	OM-191-PPFB-029	100 шт.

КРЕПОВАЯ БУМАГА

STANDARD CREPE

СТАНДАРТНАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

Стандартную креповую бумагу используется для упаковки материалов медицинского назначения, предназначенных для стерилизации насыщенным водяным паром под давлением, а также оксидом этилена. Для упаковки следует использовать два листа креповой бумаги.

СТАНДАРТНАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ БЕЛАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
300 мм x 300 мм	OM-195-B060-001	2000 шт.
450 мм x 450 мм	OM-195-B060-002	500 шт.
500 мм x 500 мм	OM-195-B060-003	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-B060-004	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-B060-005	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-B060-006	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-B060-007	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-B060-008	100 шт.
1200 мм x 1500 мм	OM-195-B060-009	100 шт.

СТАНДАРТНАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ ЗЕЛЕНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
300 мм x 300 мм	OM-195-K060-001	2000 шт.
450 мм x 450 мм	OM-195-K060-002	500 шт.
500 мм x 500 мм	OM-195-K060-003	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-K060-004	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-K060-005	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-K060-006	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-K060-007	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-K060-008	100 шт.
1200 мм x 1500 мм	OM-195-K060-009	100 шт.

СТАНДАРТНАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ ГОЛУБАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
300 мм x 300 мм	OM-195-N060-001	2000 шт.
450 мм x 450 мм	OM-195-N060-002	500 шт.
500 мм x 500 мм	OM-195-N060-003	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-N060-004	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-N060-005	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-N060-006	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-N060-007	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-N060-008	100 шт.
1200 мм x 1500 мм	OM-195-N060-009	100 шт.

Преимущества:

- Хорошее проникновение стерилизующих факторов.
- Стабильность размеров в сухом и мокром состоянии.
- Предлагается широкая гамма размеров.



Срок годности: 4 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

КРЕПОВАЯ БУМАГА

STANDARD CREPE MIX

КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ, УПАКОВАННАЯ ПОПАРНО

Мы создали специальную оферту стандартной креповой бумаги. В отдельную коробку поочередно сложены листы бумаги двух цветов: белого и зеленого.

STANDARD CREPE MIX

это материал, созданный из 100% натуральной целлюлозной пульпы, в процессе отбеливания которой не используется хлор. Эта бумага характеризуется отличными параметрами пропускаемости стерилизующих факторов. Рекомендуется в качестве упаковки медицинских изделий для стерилизации водяным паром под давлением, а также оксидом этилена.



Широкая гамма размеров облегчит подбор необходимой упаковки.

Преимущества:

- Повышается комфорт в работе.
- Облегчается процесс упаковки.
- Экономится время.
- Требуется меньшая площадь для хранения коробок с бумагой.

Срок годности: 4 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ УПАКОВАННАЯ ПОПАРНО

размер	код продукта	единичная упаковка
300 мм x 300 мм	OM-195-MIX1-001	2000 шт.
450 мм x 450 мм	OM-195-MIX1-002	500 шт.
500 мм x 500 мм	OM-195-MIX1-003	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-MIX1-004	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-MIX1-005	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-MIX1-006	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-MIX1-007	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-MIX1-008	125 шт.
1200 мм x 1500 мм	OM-195-MIX1-009	100 шт.

CREPE

МЯГКАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА В ЛИСТАХ

Благодаря соответствующей технологии производства, бумага обладает повышенной устойчивостью к разрывам и проколам. Рекомендуется для стерилизации материалов медицинского назначения с определенными стабильными формами, например: комплектов хирургических инструментов, элементов медицинского или лабораторного оборудования. Данная бумага может стерилизоваться водяным паром, оксидом этилена, гамма излучением (радиационным), а также сухим горячим воздухом.

МЯГКАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА БЕЛАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
400 мм x 400 мм	OM-195-B062-003	500 шт.
500 мм x 500 мм	OM-195-B062-005	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-B062-006	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-B062-008	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-B062-010	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-B062-011	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-B062-016	100 шт.
1400 мм x 1000 мм	OM-195-B062-015	100 шт.
1500 мм x 1200 мм	OM-195-B062-014	100 шт.

МЯГКАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА ЗЕЛЕНАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
400 мм x 400 мм	OM-195-Z062-002	500 шт.
500 мм x 500 мм	OM-195-Z062-004	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-Z062-005	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-Z062-006	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-Z062-008	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-Z062-009	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-Z062-014	100 шт.
1400 мм x 1000 мм	OM-195-Z062-013	100 шт.
1500 мм x 1200 мм	OM-195-Z062-012	100 шт.

МЯГКАЯ КРЕПОВАЯ БУМАГА ГОЛУБАЯ

размер	код продукта	единичная упаковка
500 мм x 500 мм	OM-195-N062-003	500 шт.
600 мм x 600 мм	OM-195-N062-004	500 шт.
750 мм x 750 мм	OM-195-N062-005	250 шт.
900 мм x 900 мм	OM-195-N062-007	250 шт.
1000 мм x 1000 мм	OM-195-N062-008	250 шт.
1200 мм x 1200 мм	OM-195-N062-012	100 шт.
1400 мм x 1000 мм	OM-195-N062-010	100 шт.
1500 мм x 1200 мм	OM-195-N062-011	100 шт.



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ С ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПОСЛЕСТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ С ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ленты изготовлены из бежевой креповой бумаги, на которую нанесены индикаторы, изменяющие цвет под влиянием стерилизующих факторов. Прикрепленные снаружи упаковки ленты могут служить для контроля стерилизации. Используемый клей, обеспечивающий хорошее прилегание к различным поверхностям, таким как металл, стекло, ткань, бумага.

Ассортимент:

- Лента с индикатором стерилизации водяным паром под давлением - цвет индикатора изменяется с белого на черный; ширина 12, 19 и 25 мм, длина 50 м.
- Лента с индикатором стерилизации оксидом этилена - цвет индикатора изменяется с коричневого на зеленый; ширина 19 мм, длина 50 м.
- Лента с индикатором стерилизации горячим сухим воздухом - цвет индикатора изменяется с зеленого на коричневый; ширина 19 мм, длина 50 м.

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ С ИНДИКАТОРАМИ СТЕРИЛИЗАЦИИ

размер	код продукта	единичная упаковка
пар 12 мм	OM-193-IP12-001	72 шт.
пар 19 мм	OM-193-IP19-001	48 шт.
пар 25 мм	OM-193-IP25-001	36 шт.
оксид этилена 19 мм	OM-193-IG19-001	48 шт.
сухой горячий воздух 19 мм	OM-193-IA19-001	48 шт.



Срок годности: 2 года с даты изготовления, указанной на каждом рулоне ленты.

ВОЖ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПОСЛЕСТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

Пакеты применяются для защиты стерильных пакетов от пыли. В закрытом виде являются дополнительной защитой, которая продлевает срок хранения материала после стерилизации.

Преимущества:

- Эффективная защита от пыли и влаги.
- Самоклеящееся закрытие.
- Легко открывается и легко можно извлечь содержимое.
- Эти упаковки применяются также для других больничных целей, например, как одноразовая защитная упаковка зараженного материала перед и во время уничтожения.

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПОСЛЕСТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

размер	код продукта	единичная упаковка
150 мм x 250 мм	OM-196-MMMM-001	500 шт.
200 мм x 300 мм	OM-196-MMMM-002	500 шт.
300 мм x 500 мм	OM-196-MMMM-003	250 шт.
400 мм x 550 мм	OM-196-MMMM-004	250 шт.
400 мм x 760 мм	OM-196-MMMM-015	100 шт.
600 мм x 760 мм	OM-196-MMMM-006	100 шт.



Срок годности: 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ

УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКИ УТС-1 (УТС-01 РОТОРНОГО ТИПА)

Устройство предназначено для сварки специальных пакетов применяемых для упаковки медицинских инструментов с целью последующей их стерилизации. Свариваемые материалы: упаковочные материалы для стерилизации, включающие слой термопластичного материала (полипропилена, полиамида). Устройство обеспечивает следующие температурные режимы для различных видов упаковки: 210°C - упаковка для воздушной стерилизации, от 110 – 185° упаковка для паровой стерилизации и газовой стерилизации.



УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКИ УТС-1
(УТС-01 РОТОРНОГО ТИПА)

тип	код продукта	единичная упаковка
УТС-1 (УТС-01)	ОМ-198-ММММ-К02	1 шт.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед включением устройства герметичной упаковки следует ознакомиться с руководством по эксплуатации, прилагаемым к каждому прибору.

Технические характеристики:

- ширина шва: 12 мм
- расстояние от края упаковки до шва: 5-30 мм
- диапазон устанавливаемой температуры сваривания: 80-220°C
- точность установки температуры, не более: +/- 1%
- расстояние между швом и герметизируемым объектом в упаковке, не менее: 30 мм
- скорость сваривания: 10 м/мин
- габаритные размеры устройства: ВхШхГ 176х526х408 мм
- масса устройства, не более: 16 кг
- мощность, потребляемая устройством от сети, не более: 400 Вт
- напряжение питания: 220±22В / 50Гц

УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКИ УТС-2 (УТС-01-01 ИМПУЛЬСНОГО ТИПА)

Устройство предназначено для сварки специальных пакетов применяемых для упаковки медицинских инструментов с целью последующей их стерилизации. Свариваемые материалы: упаковочные материалы для стерилизации, включающие слой термопластичного материала (полипропилена, полиамида).

Устройство обеспечивает следующие температурные режимы для различных видов упаковки: 210°C - упаковка для воздушной стерилизации, от 110 - 185° упаковка для паровой стерилизации и газовой стерилизации.



УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКИ УТС-2
(УТС-01-01 ИМПУЛЬСНОГО ТИПА)

тип	код продукта	единичная упаковка
УТС-2 (УТС-01-01)	ОМ-198-ММММ-К03	1 шт.



ВНИМАНИЕ!

Перед включением устройства герметичной упаковки следует ознакомиться с руководством по эксплуатации, прилагаемым к каждому прибору.

Технические характеристики:

- ширина шва: 10 мм
- ширина рулона: 270 мм
- время сваривания должно быть: 10+/-1 сек.
- расстояние между швом и герметизируемым объектом в упаковке, не менее: 20 мм
- габаритные размеры устройства: ВхШхГ 223х412х404 мм
- масса устройства, не более: 8 кг
- мощность, потребляемая устройством от сети, не более: 400 Вт
- напряжение питания: 220±22В / 50Гц

Имплантация.
Нерассасывающиеся
хирургические сетки.

ИМПЛАНТАЦИЯ

OPTOMESH

TRICOMED

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СЕТКИ

Изготовлены из полипропиленового монофиламента. Характеризуются минимальным количеством в составе синтетического материала.

Предлагаются в двух видах:

MACROPORE - сетка с крупными порами

THINLIGHT - тонкая, легкая сетка со стандартным размером пор



Применение:

Рекомендуются для операций по реконструкции, с целью укрепления и поддержания слоя тканей в таких случаях как:

- брюшные грыжи - первичные и рецидивы
- послеоперационные грыжи
- бедренные грыжи
- паховые грыжи
- пупочные грыжи

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СЕТКИ

код продукта	название продукта
MA-271-OPMT-001	OPTOMESH T 50 x 60 мм
MA-271-OPMM-001	OPTOMESH M 50 x 60 мм
MA-271-OPMT-002	OPTOMESH T 50 x 100 мм
MA-271-OPMM-002	OPTOMESH M 50 x 100 мм
MA-271-OPMT-003	OPTOMESH T 60 x 110 мм
MA-271-OPMM-003	OPTOMESH M 60 x 110 мм
MA-271-OPMT-004	OPTOMESH T 65 x 125 мм
MA-271-OPMM-004	OPTOMESH M 65 x 125 мм
MA-271-OPMT-005	OPTOMESH T 80 x 80 мм
MA-271-OPMM-005	OPTOMESH M 80 x 80 мм
MA-271-OPMT-006	OPTOMESH T 80 x 130 мм
MA-271-OPMM-006	OPTOMESH M 80 x 130 мм
MA-271-OPMT-007	OPTOMESH T 100 x 160 мм
MA-271-OPMM-007	OPTOMESH M 100 x 160 мм
MA-271-OPMT-008	OPTOMESH T 125 x 200 мм
MA-271-OPMM-008	OPTOMESH M 125 x 200 мм
MA-271-OPMT-009	OPTOMESH T 125 x 250 мм
MA-271-OPMM-009	OPTOMESH M 125 x 250 мм
MA-271-OPMT-010	OPTOMESH T 150 x 150 мм
MA-271-OPMM-010	OPTOMESH M 150 x 150 мм
MA-271-OPMT-011	OPTOMESH T 150 x 200 мм
MA-271-OPMM-011	OPTOMESH M 150 x 200 мм
MA-271-OPMT-012	OPTOMESH T 200 x 250 мм
MA-271-OPMM-012	OPTOMESH M 200 x 250 мм
MA-271-OPMT-013	OPTOMESH T 200 x 300 мм
MA-271-OPMM-013	OPTOMESH M 200 x 300 мм
MA-271-OPMT-014	OPTOMESH T 220 x 350 мм
MA-271-OPMM-014	OPTOMESH M 220 x 350 мм
MA-271-OPMT-015	OPTOMESH T 260 x 360 мм
MA-271-OPMM-015	OPTOMESH M 260 x 360 мм
MA-271-OPMT-016	OPTOMESH T 300 x 300 мм
MA-271-OPMM-016	OPTOMESH M 300 x 300 мм
MA-271-OPMT-017	OPTOMESH T 60 x 140 мм
MA-271-OPMT-018	OPTOMESH T 60 x 140 мм
MA-271-OPMT-019	OPTOMESH T 45 x 100 мм
MA-271-OPMT-020	OPTOMESH T 45 x 100 мм

T - вариант ThinLight
M - вариант MacroPore